

 UO LABORATORIO ANALISI VENEZIA e MESTRE	DOCUMENTO	Rif: D41_PGO100
	FECI: RICERCA TOSSINE CLOSTRIDIUM DIFFICILE	Ed.02 Rev.01 Data: 15_07_2017

CONTENITORE	Contenitore con tappo a vite munito di palettina campionatrice da ritirare presso i Centri Prelievi o acquistabile in Farmacia
MODALITA' DI RACCOLTA	<ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere le feci in un contenitore pulito e asciutto • Fare attenzione a non inquinare con urine il materiale fecale • Prelevare il campione di materiale fecale (circa pari ad una noce-mezzo contenitore) mediante la palettina e trasferirlo nel flacone di raccolta. • Richiudere accuratamente il contenitore per evitare la fuoriuscita del materiale. <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">Non riempire completamente il contenitore di materiale fecale.</p>
CONSERVAZIONE	Conservare in frigorifero non oltre tre giorni. Consegnare comunque il campione non appena possibile ai Centri Prelievo (vedi sotto).
NOTE	Il test risulta appropriato SOLO su feci non formate. Il test è appropriato SOLO per la diagnosi di infezione da C. difficile. NON è pertanto indicato per il monitoraggio dell'andamento clinico.
CONSEGNA CENTRI PRELIEVO	Come da orario esposto nei Centri Prelievo delle sedi distrettuali o nei Centri Prelievo ospedalieri
INFORMAZIONI	<p><i>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Venezia</i> <i>Orario: 08:00 – 13:00 da Lunedì a Sabato</i> <i>Telefono: 041/5294123</i></p> <p><i>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Mestre</i> <i>Orario: 08:00 – 17:00 da Lunedì a Venerdì</i> <i>Telefono: 041/9657547</i> <i>Distretti: come da orario esposto in loco e nel sito aziendale</i></p>