

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-ISO 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 1 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
--------	-------------------------------------	------------------	------------------------	------

Su richiesta del medico il test contrassegnato ** si esegue in urgenza ; per test non urgenti i tempi di refertazione variano e sono indicati nel documento- delega consegnato all'utente ad accettazione avvenuta. ► Come da Delibera 663-30/12/13 test non compresi nel presente elenco, previa autorizzazione del Responsabile UOC, si possono inviare per esecuzione presso laboratori esterni				
Codice CVP Codice tariffario regionale integrato	Codice Laboratorio	<i>La descrizione in CORSIVO BLU è quella riportata nel CVP , rispecchia esattamente quella del Tariffario Regionale in vigore;</i> la descrizione del test, così come comunemente nota e/o adottata dal nostro Laboratorio, se diversa dalla precedente, è quella riportata a fianco o sotto, in colore nero. NB: l'ordine alfabetico dell'elenco delle prestazioni si basa sulla descrizione del CVP; la descrizione di uso “comune” e/o adottata dal nostro Laboratorio, se diversa dalla precedente, è comunque inserita nell'elenco in ordine alfabetico, ma rimanda a quella del CVP; 2 asterischi ** indicano i test eseguibili in urgenza	CLIA chemiluminescenza ECLIAelettrochemiluminescenza EIA immunoenzimatico FC fissazione complemento HPLC cromatografia liquida ad alta pressione IF immunofluorescenza ISE potenziometria indiretta LC-MS/MS cromatografia. liquida.- spettrom. Massa RID immunodiffusione radiale RT-PCR biologia molecolare Real time PCR B SANGUE INTERO provetta con K-EDTA: VIOLA, VIOLA TRASP., BIANCO, ROSA P PLASMA, provetta con: • Na-citrato : CELESTE • NaF-2 EDTA: GRIGIO TRASPARENTE • Li-eparina: VERDE S SIERO: senza anticoagulante TRASP, OCRA, BLU, MARRONE, ROSSO F FECI • contenitore standard • contenitore per sangue occulto • contenitore per parassiti (SAF) U URINE - U 24H Urine 24ore • provetta tappo VERDE • provetta tappo GIALLO • contenitore STERILE A ALTRO campioni biologici diversi	► PREPARAZIONE AL PRELIEVO : in generale, per tutti i test che richiedono prelievo di sangue: digiuno da almeno 5 h (3 ore per lattanti) per alcuni test, ci sono raccomandazioni particolari: ♦ digiuno da almeno 8 ore (3 ore per lattanti) ♦♦ astensione da attività fisica intensa ► a disposizione dell'utente esiste modulistica che illustra le modalità di esecuzione di test che richiedono raccolta di campioni in contenitori dedicati e/o procedure particolari ► per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi al personale di Laboratorio (segreteria, accettazione, ambulatori), anche telefonicamente
		ABO Agglutinogeni e Agglutinine (codice 980 oppure CTGF) vedi GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D) : 90.65.3_0		
		ABTG (codice 4970) vedi ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) : 90.54.4_0		
		ABTPO (codice 4971) vedi ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO): 90.51.4_3		
90.01.5_0	163 ACB	ACIDI BILIARI o Sali biliari - dosaggio ematico	colorimetrico	S ocra ♦
90.02.2_3	363	ACIDO CITRICO [U] 24H Citratì urinari o Citraturia Acido citrico (dU)	colorimetrico	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa ► raccogliere tutte le urine emesse in 24 ore , miscelare e misurarne il volume; prelevarne un campione in provetta, indicando diuresi (quantità in 24 ore); nelle 48h precedenti e durante la raccolta urine evitare assunzione agrumi e vit. C ; ► modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL05 ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico ♦ test eseguito nel laboratorio analisi di Venezia
		ACIDO FOLICO (codice 223) vedi FOLATO (Acido folico) [S]: 90.23.2_2		
90.17.E_0	807	ACE -Angiotensin converting enzyme	cinetico colorimetrico	P verde ♦ test eseguito nel laboratorio Padova

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 2 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.15.2_2	ACTH	ACTH	CLIA	B viola trasparente ICE	Prelevare il campione in ghiaccio. Centrifugare entro le 2 ore in centrifuga refrigerata. Aliquotare il plasma e congelarlo a -20°C immediatamente. ♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.02.1_0	390	ACIDO 5 IDROSSI INDOLACETICO [5-HIAA] 24H 5-HIAA urinario	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa reparti: 2 provette t. giallo, schermate	► raccogliere tutte le urine emesse in 24 ore in contenitore schermato dalla luce, con <u>additivo fornito dal Laboratorio</u> ; nelle 48h precedenti e durante la raccolta <u>evitare assunzione</u> ananas, avocado, banane, caffè,cacao,kiwi,noci, prugne, tè ► modulistica informativa <u>ML PO 00 02 ALL04</u> ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico ♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
90.02.4_0		ACIDO IPPURICO o Ippurato (U)	HPLC	U giallo campione a fine giornata lavorativa	► non si esegue per pazienti ambulatoriali ; solo per servizio di Anatomia Patologica, previo contatto con Laboratorio
90.02.5_2	066 ACLAT	ACIDO LATTICO o Lattato ematico **	enzimatico colorimetrico	P grigio	♦ ► prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo e Mirano per i Reparti ► inviare il campione immediatamente dopo il prelievo, in ghiaccio
90.38.G_2	3910	ACIDO OMOVANILLICO (HVA) 24H	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa reparti: 2 provette t. giallo, schermate	► raccogliere tutte le urine emesse in 24 ore in contenitore schermato dalla luce, con <u>additivo fornito dal Laboratorio</u> ; nelle 48h precedenti e durante la raccolta urine <u>evitare assunzione</u> banane, caffè, cacao,tè, nicotina; ► modulistica informativa <u>ML PO 00 02 ALL04</u> ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico ♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
90.38.G_3	3910 PED	ACIDO OMOVANILLICO (HVA) PEDIATRICO	HPLC	U giallo	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
		ACIDO URICO (Sierico:codice 021, Urinario: codice 306) vedi <u>URATO [S]:90.43.5_2</u> oppure <u>URATO [U 24H]:90.43.5_4</u>			
90.03.4_0	082 ACVAL	ACIDO VALPROICO o Valproato ** dosaggio ematico	immunoenzimatico	P verde	di norma, prelievo prima di assumere il farmaco
	AVALL	ACIDO VALPROICO LIBERO	CEDIA	S blu scuro	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
90.03.5_0	391	ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [dU] Acido Vanilmandelico nelle urine	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa reparti: 2 provette t. giallo, schermate	raccogliere tutte le urine emesse nelle 24 ore in contenitore schermato dalla luce, con <u>additivo fornito dal Laboratorio</u> ; nelle 48h precedenti e durante la raccolta urine <u>evitare assunzione</u> banane, caffè, cacao,tè, nicotina; ► modulistica informativa <u>ML PO 00 02 ALL04</u> ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico. ♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
		ACR – Albumina / Creatinina Ratio (codice 349+350) vedi <u>MICROALBUMINURIA 90.33.4_3</u>			
		ADENOVIRUS Anticorpi IgG e IgM (codici 466 e 4660) vedi <u>VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgG : 91.12.3_2</u> <u>IgM: 91.12.3_3</u>			
		ADENOVIRUS Antigene nelle Feci (codice 6490) vedi <u>V. ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A) - CAMP.BIOLOGICI 91.13.4_2</u>			
		ADDIS test (o <i>conta di Addis</i>) (codice 333) vedi <u>URINE CONTA DI ADDIS 90.44.2_0</u>			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 3 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.04.3_2	392 ADR24	ADRENALINA [U] - Adrenalina urinaria	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa reparti: 2 provette f. giallo, schermate	raccogliere tutte le urine emesse in 24 ore, in contenitore schermato dalla luce, con additivo fornito dal Laboratorio; ♦♦ evitare esercizio fisico intenso e stress prima e durante la raccolta; ► modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL04 ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico ♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
		AEA (codice 4920) vedi ANTICORPI ANTI ENDOMISIO: 90.47.E_2			
		AFP (codice 1500) vedi ALFA 1 FETOPROTEINA [S]: 90.05.5_2			
		AGA IgG (codie 73130) vedi ANTICORPI ANTI PEPTIDI DEAMIDATI DELLA GLIADINA IgG : 90.49.Z_0			
		AGGLUTININE A FRIGORE (codice 431) vedi ANTICORPI ANTI ERITROCITARI A FREDDO: 90.46.3_0			
		AGMB (codice 4973) vedi ANTICORPI ANTI MEMB. BASALE GLOMERULARE: 90.52.5_3			
90.04.5_0	0090	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S] **	cinetico standardizzato	P verde	
90.05.1_2	047 ALBU	ALBUMINA [S] - Albumine seriche (S) **	colorimetrico	P verde	
	ALB24	ALBUMINA[(U24]	colorimetrico	U 24H giallo campione da urine 24 ore	
		ALCOLEMIA (codice 084) : vedi ETANOLO [S] : 90.20.1_2			
		ALCOLURIA (codice 347): vedi ETANOLO [U] : 90.20.1_3			
90.05.2_0	(ALDO)	ALDOLASI (S)	COLORIMETRICO (BROMOCRESOLO)	S blu scuro	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.05.3_2	1110	ALDOSTERONE [S] (CLINOSTATISMO)	CLIA	B viola trasparente	► prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo, Mirano e Noale; presentarsi in orario apertura ambulatorio; clinostatismo : paziente sdraiato per 1h ; ortostatismo : paziente eretto per 2h
90.05.3_3	1111	ALDOSTERONE [S] (ORTOSTATISMO)			
90.06.4_3	308	ALFA AMILASI [U] 24H α-Amilasi (U) o Amilasuria	enzimatico colorimetrico	U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi ► modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL02 ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo
90.06.5_0	017	ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica) (S) **	enzimatico colorimetrico	P verde	
	0170	α-Amilasi – fraz. pancreatica su liquido biologico			
90.05.4_0	A1ANT	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]	nefelometria	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.05.5_2	1500 AFP	ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [S] - dosaggio ematico	ECLIA	P verde	
	15000	α-Fetoproteina su liquido biologico			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 4 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi		Metodo analitico	Campione / contenitore	Note	
90.06.1_0	480	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]		nefelometria	S ocra	♦ test non più eseguito	
90.06.3_0	481	ALFA 2 MACROGLOBULINA (S)		nefelometria	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio di Padova	
		ALP (codice 013) vedi FOSFATASI ALCALINA : 90.23.5_0					
		ALT o GPT (codice 0090) vedi ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S] : 90.04.5_0					
		AMA (codice 495) vedi ANTICORPI anti MITOCONDRI (AMA): 90.52.1_0					
		AMFETAMINE (U) (codice 361) vedi DROGHE d'ABUSO : 90.18.3_3					
		AMILASI (codice 017) vedi ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica): 90.06.5_0					
		AMILASIURIA (codice 308) vedi ALFA AMILASI [U] 24H : 90.06.4_3					
		AMIODARONE (codice 090) vedi FARMACI ANTIARITMICI – AMIODARONE: 90.20.3_3					
90.07.5_0	048	AMMONIO [P] **		cinetico	P viola trasparente	► prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo e Mirano; per i Reparti: inviare al settore analitico entro 30' , in ghiaccio	
		ANA (codice 494) vedi ANTICORPI anti NUCLEO (ANA) : 90.52.4_0					
91.29.4_0 richiedibili in accorpamento con le sigle:		ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde non radiomarcate Analisi mutazione genica per :		real time PCR	B viola scuro	► prelievi ambulatoriali sede di Dolo-Mirano;	
							l'utente compila e firma consenso informato PG CINF00001_M0;
EMOCR	946 947 948	Analisi per EMOCROMATOSI comprende i 3 test	HFE C282Y H63D S65C				► il codice 91.29.4_0 va inserito tante volte quante sono le analisi di mutazione richieste
DNAGP	943	FATTORE II o PROTROMBINA					► specificare nel quesito clinico il tipo di analisi mutazione richiesto
LEIDEN	941	FATTORE V di LEIDEN					► associare sempre il codice 91.36.5_0 ESTRAZIONE di DNA o di RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali); 1 analisi ESTRAZIONE DNA anche per n° analisi di mutazione >1
MTHFR	944	MTHFR (C677T) – variante più comune, per screening trombofilico					♦ test eseguito Biologia molecolare Mestre
MTH12	945	MTHFR (A1298C) – NON utile per sceening					
ESBAPR	6003 6162	AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA ESS. BALANOPREPUZIALE = BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Essud. Balano-prepuziale + ESAME COLTURALE Tampone Balano-prepuziale: 90.86.4_39 + 90.93.4_4					
LIQUOR	6003 614	AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA LIQUOR = BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Liquido Cefalo-rachidiano + ESAME COLTURALE Liquido Cefalo-rachidiano: 90.86.4_51 + 90.93.3_18					
TURETR	617 616	AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA T.URETRALE = BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone Uretrale + ESAME COLTURALE Tampone Uretrale: 90.86.4_33 + 90.93.4_8					
TVAGIN	6040 6050	AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA T.VAGINALE = BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone Vaginale + ESAME COLTURALE Tampone Vaginale: 90.86.4_34 + 90.93.4_19					
TVULV	6003 60500	AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA T. VULVARE = BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone Vulvare + ESAME COLTURALE Tampone Vulvare: 90.86.4_35 + 90.93.4_12					
		ANCA_C (codice 49760) e ANCA_P (codice 49770) vedi ANTICORPI ANTI-CITOPLASMA NEUTROFILI - ANTICORPI anti PROTEINASI 3 (PR3)- ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO): 90.48.2_3 e 90.48.2_2					
		ANDROSTENEDIONE (codice 126) vedi DELTA 4 ANDROSTENEDIONE 90.17.3_0					

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 5 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.08.3_3	088	ANTIBIOTICI - VANCOMICINA – Dosaggio VANCOMICINA	ECLIA	P verde	
90.46.5	LAC	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE : codice accorpamento che comprende le due prestazioni necessarie a refertazione completa			
90.46.5_2		ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV test Lupus anticoagulante - LAC dRVVT	reazione coagulativa	P celeste	► inserire sempre entrambi i codici (l'esecuzione della singola prestazione non permette la corretta interpretazione del test) CODICE ACCORPAMENTO CVP ► LAC = 90.46.5_2 + 90.46.5_3
90.46.5_3		ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTTLike test (APTT-LA, SCT, KCT.) Lupus anticoagulante - LAC (SCT)			
90.52.5_2	8004	ANTICORPI ANTI ADAMTS 13		B viola trasparente	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.72.F_0	8005	ATTIVITA' PROTEASICA dell'ADAMTS 13 (dosaggio)		P celeste	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.52.5	8056	ANTICORPI ANTI-ANTIGENI NEURONALI		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.47.3_0	4939	ANTICORPI ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) Nas – ENA screening	EIA	S trasparente	per determinazioni singole vedi ANTICORPI ANTI JO1, RNP, Scl-70, SM, SSA, SSB
90.49.6_4	4969	ANTICORPI ANTI BETA-2-GLICOPROTEINA 1 IGG	EIA	S trasparente	
90.49.6_5	4968	ANTICORPI ANTI BETA-2-GLICOPROTEINA 1 IGM			
90.47.5_2	496	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG	EIA	S trasparente	
90.47.5_3	4960	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM			
90.48.1_0	4975	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) APCA	EIA	S trasparente	
90.52.5_24	4949	ANTICORPI ANTI CENTROMERO	EIA	S trasparente	
90.48.2_3	49760	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA dei NEUTROFILI (C-ANCA) anti-Proteinasi 3	EIA	S trasparente	► test QUALITATIVO ; per determinazioni quantitative vedi: ■ Anticorpi anti PROTEINASI 3 (PR3) 90.53.8_0 ■ Anticorpi anti MIELOPEROSSIDASI(MPO) 90.51,6_0
90.48.2_2	49770	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA dei NEUTROFILI (P-ANCA) anti-Mieloperossidasi			
90.47.D_0	493	ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide) Citrullina (CCP) Ab	EIA	S trasparente	
90.48.3_0	4944	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO o ds-DNA Ab	IF	S trasparente	
90.92.3_0	ABECH	ANTICORPI ANTI -ECHINOCOCCO	IHA	S trasparente	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 6 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
91.13.1_19	DM ENTG ANTICORPI ANTI –ENTEROVIRUS IgG		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
91.13.1_18	DM ENTIM ANTICORPI ANTI - ENTEROVIRUS IgM		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.47.E_0	4920 ANTICORPI ANTI ENDOMISIO (IgA) (AEA -IgA)	IF	S trasparente	
90.63.1	0877 ANTICORPI ANTI EPARINA (PF4)		P celeste P viola trasparente	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.46.3_0	431 AGGFG ANTICORPI ANTI ERITROCITARI a FREDDO RICERCA Agglutinine a frigore	agglutinazione	S ocra	Il prelievo viene eseguito a Mestre il test viene eseguito e refertato in Centro Trasfusionale
90.49.1_0	CT109 ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Titolazione) Titolo TCI	-----	B rosa	il prelievo si esegue in tutti gli ambulatori, il test viene eseguito e refertato in Centro Trasfusionale
90.49.2_0	CT110 ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Identificazione) Ident.. TCI			
90.49.3_0	CT106 ANTICORPI ANTI ERITROCITI Test di Coombs indiretto TCI			
90.52.5_9	ABFIN ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO	CLIA	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
	Anticorpi anti Fosfolipidi (codici 4968-4969+496-4960) vedi ANTICORPI ANTI BETA-2-GLICOPROTEINA 1 IgG-IgM 90.49.6_4 e 90.49.6_5 e ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG-IgM : 90.47.5_2 e 90.47.5_3			
90.47.7_0	4946 ANTICORPI ANTI JO1 o ENA Jo1 Ab	EIA	S trasparente	ENA screening vedi Anticorpi ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI 90.47.3_0
90.51.1_0	0820 ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	IF indiretta	S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Mestre
90.51.3_0	0837 ANTICORPI ANTI MAG IgM	EIA	S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Mestre
90.52.5_25	8055 ANTICORPI ANTI IgM anti ganglioside M1 (GM1)	EIA	S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Mestre
90.51.5_0	4978 ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI e RENALI (LKMA)	IF	S trasparente	
90.51.6_0	4977 ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDAS (MPO) P-ANCA	EIA	S trasparente	
90.52.1_0	495 ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	IF	S trasparente	
90.52.2_0	492 ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	IF	S trasparente	
90.52.4_0	494 ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	IF	S trasparente	
90.49.Z_0	73130 AGAGD ANTICORPI ANTI-PEPTIDI DEAMIDATI della GLIADINA (IgG)	EIA	S trasparente	
90.49.Z_0	AGAAD ANTICORPI ANTI-PEPTIDI DEAMIDATI della GLIADINA (IgA)	EIA	S trasparente	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 7 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.53.2_0	986	ANTICORPI ANTI PIASTRINE - CT AB PLT	-----	S rosso (10mL)	▶ prelievi ambulatoriali solo nella sede di Dolo, dal lunedì al giovedì il test viene eseguito e refertato in Centro Trasfusionale
90.53.8_0	4976	ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3) C-ANCA	EIA	S trasparente	
90.52.5	89961	ANTICORPI ANTI RECETTORE FOSFOLIPASI A2 (PLA2R)		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.53.9_0	0878	ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA	RIA	S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.53.5_0	TRAB	ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH	Immunofluorescenza	S marrone	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.47.8_0	4941	ANTICORPI ANTI RNP o ENA RNP70 Ab	EIA	S trasparente	ENA screening vedi Anticorpi ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI
90.47.9_0	4945	ANTICORPI ANTI Scl-70 o ENA Scl70 Ab	EIA	S trasparente	ENA screening vedi Anticorpi ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI
90.47.A_0	4940	ANTIC. ANTI SM (Ag di Smith) o ENA SmD Ab	EIA	S trasparente	ENA screening vedi Anticorpi ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI
90.47.B_0	4942	ANTICORPI ANTI SSA o ENA SS-A (Ro) Ab	EIA	S trasparente	ENA screening vedi Anticorpi ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI
90.47.C_0	4943	ANTICORPI ANTI SSB o ENA SS-B (La) Ab	EIA	S trasparente	ENA screening vedi Anticorpi ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI
90.54.4_0	4970 ABTG	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	ECLIA	S ocra	
90.51.4_3	4971 ABTPO	ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)	ECLIA	S ocra	
		ANTICORPI ANTI TIROIDE vedi ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) e ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)			
90.53.D_2	440	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (tTG) (IgA)	EIA	S trasparente	
		ANTI-FOSFOLIPIDI anticorpi (codici 4968-4969+496-4960) vedi ANTICORPI ANTI BETA-2-GLICOPROTEINA 1 IgG-IgM: 90.49.6_4 e 90.49.6_5 e ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG-IgM : 90.47.5_2 e 90.47.5_3			
		ANTIGENE Au HBsAg (codice 992M) vedi VIRUS EPATITE B [HBV] Antigene HBsAg : 91.18.5_0			
	899940	ANTIGENE BETA-D-GLUCANO (PANFUGINO)		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.55.1_0	172	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) dosaggio ematico	ECLIA	P verde	per determinazioni su liquido biologico: ▶ raccogliere il campione in provetta tappo verde ▶ specificare nelle note il tipo di campione
	1720	CA 125 Ag dosaggio su Liquido biologico			
90.55.2_0	174	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA15.3) dosaggio ematico	ECLIA	P verde	
	1740	CA 15.3 Ag dosaggio su Liquido biologico			
90.55.3_0	173	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA19.9) dosaggio ematico	ECLIA	P verde	
	1730	CA 19.9 Ag dosaggio su Liquido biologico			
90.56.3_0	170	ANTIGENE CARCINOEMBRIONARIO (CEA) dosaggio ematico	ECLIA	P verde	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 8 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	1700 CEA Ag dosaggio su Liquido biologico			
90.56.5_2	177 ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) TOTALE	ECLIA	P verde	► non è possibile eseguire PSA libero disgiuntamente da PSA totale PSATL : accorpamento che comprende le due prestazioni
90.56.5_3	1771 ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO FRAZIONE LIBERA			
90.57.2_0	195 ANTIGENI ERITROCITARI CD55 /CD59 - CD 59	citofluorimetria	B viola trasparente	► associare a emocromo
	ANTINUCLEO anticorpi (codice 494) vedi ANTICORPI anti NUCLEO (ANA): 90.52.4_0			
	ANTITIROIDE anticorpi vedi ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) (codice 4970) : 90.54.4_0 e ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDAS (ABTPO) (codice 4971) : 90.51.4_3			
	ANTI-TRANSGLUTAMINASI anticorpi (codice 440) vedi ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (tTG) (IgA) : 90.53.D_2			
90.57.5_0	2280 ANTITROMBINA - Antitrombina III* **	reazione cromogenica	P celeste	
	APCA (codice 4975) vedi ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE : 90.48.1_0			
	APC-R (codici 243) vedi RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APCR) : 90.77.2_0			
90.08.4_0	DM030 APOLIPOPROTEINA A1 APO-A1	nefelometria	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Padova
90.08.5_0	DM 0300 APOLIPOPROTEINA B APO-B	nefelometria	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.09.1_0	219 APTOGLOBINA	nefelometria	S ocra	
	A-PTT (codice 226X) vedi TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT) : 90.76.1_0			
	ARTICOLARE Liquido ■ Leucometria (codice 203) vedi LEUCOCITI Conteggio : 90.70.5_0 ■ Es chimico-fisico e microscopico (codice 509) vedi LIQUIDO SINOVIALE -ES.CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO : 90.32.1_0 ■ Esame batteriologico (codice 654) vedi ESAME COLTURALE Liquido SINOVIALE : 90.93.3_15 ■ Ric. MICOBATTERI BK SINOV (3 codici)- MICOBATTERI RIC MICROSC. Liquido sinoviale-91.02.4_17 MICOBATTERI ES.COLT. in TERRENO SOLIDO -91.02.3_10 + MICOBATTERI ES. COLT. Met. radiometrico e non: 91.02.2_6			
	ASCITICO LIQUIDO vedi ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido ASCITICO ■ Esame batteriologico LASCIT: ESAME COLTURALE Liquido ASCITICO + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ■ Ricerca MICOBATTERI BKASCIT (3 codici)- MICOBATTERI in CAMP. BIOLOGICI RICERCA MICROSC.+ MICOBATTERI ESAME COLTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLTURALE Metodo radiometrico e non ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio			
	ASLO – Titolo anti-streptolisina (codice 404) vedi STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI-ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.] : 91.08.5_0			
	ASMA (codice 492) – vedi ANTICORPI anti MUSCOLO LISCIO (ASMA) : 90.52.2_0			
90.09.2_0	009 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [Sj] **	cinetico standardizzato	P verde	
	ASPERGILLO anticorpi (codice 4353) vedi MICETI ANTICORPI (D.I.D.) : 90.97.2_0			
	211 ASSETTO EMOGLOBINICO (codici 2112,2113,2114): ASSHB comprende EMOGLOBINA A2 , EMOGLOBINA F (fetale) , EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH,..)			
	ASSETTO Linfocitario vedi PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE : 91.47.A_0			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 9 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	AST o GOT (codice 009) <i>vedi</i> ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] : 90.09.2_0			
	ATIII (codice 2280) <i>vedi</i> ANTITROMBINA III : 90.57.5_0			
	AURICOLARE Tampone destro e sinistro (codici 620 e 621) <i>vedi</i> ESAME CULTURALE Tampone auricolare dx e sx : accorpamento TAURDX e TAURSX			
90.58.2_0	CT105 AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]	-----	B rosa	il prelievo si esegue in tutti gli ambulatori, il test viene eseguito e refertato in Centro Trasfusionale
90.52.5_9	ABFIN AUTO Ac.anti FAT INTRINS	EIA	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.50.5_0	INSAB AUTO Ac.antiPANCREAS	IFI	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.54.3_0	SURAB AUTO Ac.antiSURRENE	CLIA	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
	AVIDITY Test o Avidita' delle IgG (anti-Toxo: 4130; anti-Cito 4180) <i>vedi</i> TEST DI AVIDITA' DELLE IgG ANTI TOXOPLASMA : 90.83.8_2 , CITOMEGALOVIRUS : 90.83.8_4			
	AZOTEMIA (codice 002) <i>vedi</i> UREA [S/P/U/dU] : 90.44.1_2			
BKBAL	BAL Liquido lavaggio bronco-alveolare ■ Es chimico-fisico e microscopico (codice 520) <i>vedi</i> LIQUIDI DA VERSAMENTI- ES.CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO : 90.30.4_2 ■ Esame batteriologico (codice 650) <i>vedi</i> ESAME CULTURALE : 90.93.3_30 ■ Ric. MICOBATTERI BKBAL (3 codici)- es. microscopico (codice 6033) <i>vedi</i> MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA : 91.02.4_20 -es. culturale (cod. 60300-603) <i>vedi</i> MICOBATTERI ESAME COLT. in TERRENO SOLIDO : 90.02..3_21 + MICOBATTERI ES. COLT. Metodo radiom. e non : 90.02..2_5			
ESBAPR	6003 + 6162 BALANO-PREPUZIALE Tampone ■ esame MICROSCOPICO (codice 6003) <i>vedi</i> BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ESSUDATO BALANO-PREPUZIALE : 90.86.4_39 ■ esame CULTURALE (codice 6162) <i>vedi</i> ESAME CULTURALE TAMPONE BALANO-PREPUZIALE : 90.93.4_4			
90.69.4	DM0811 BANDE OLIGOCLONALI (Siero)		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.67.1	DM8111 BANDE OLIGOCLONALI (Liquor)		C sterile per liquor	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
	BARBITURICI dosaggio ematico (codice 086) <i>vedi</i> FENOBARBITAL : 90.09.3_2			
	BATTERI ANAEROBI ESAME CULTURALE	coltura	A contenitore/ tampone sterile	► il campione deve essere raccolto in stretta anaerobiosi ♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_24	6002 ■ CAMPIONE ABORTIVO			
90.84.3_4	6002 ■ FISTOLA			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_29	6002 ■ LINFONODO			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_26	6002 ■ Liquido ASCITICO			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_30	6002 ■ Liquido CISTI			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.84.3_31	6002	▪ Liquido DRENAGGIO			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_27	6002	▪ Liquido PLEURICO			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_20	6002	▪ Materiali BIOLOGICI - NAS			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_23	6002	▪ PIAGA da DECUBITO			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_25	6002	▪ PIEDE DIABETICO			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_8	6002	▪ PUS			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_16	6002	▪ Tampone FERITA			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_17	6002	▪ Tampone OMBELICALE			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_22	6002	▪ ULCERA			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.84.3_28	6002	▪ ZONA USTIONE			♦ test eseguito nella Microbiologia Mestre
90.85.3_7	6422	▪ BATTERI ANTIGENI CELLULARI ed EXTRACELLULARI IDENTIF. DIRETTA (E.I.A.) HPSP - Helicobacter pylori Ag feci	immunocromatografia	F contenitore standard	contenitore "standard" in vendita in farmacia ► riempire il contenitore per circa 1/3, non fino all'orlo; se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.85.3_3	6427	▪ BATTERI ANTIGENI CELLULARI ed EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA (E.I.A.) – URINE - PNEUMOCOCCO Antigene nelle Urine	immunocromatografia	U contenitore sterile	♦ test eseguito Microbiologia Mestre
		▪ BATTERI RICERCA MICROSCOPICA	microscopia		NB► abbinare sempre a ESAME COLTURALE
90.86.4_2	6003	▪ Aspirato BRONCHIALE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_45	6003	▪ Aspirato GASTRICO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_46	6003	▪ Aspirato MIDOLLARE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_3	6003	▪ Aspirato TRACHEALE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_7	6003	▪ Campione ABORTIVO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_40	6003	▪ Campione NAS - Materiale vario			specificare il tipo di campione nel campo "note"
90.86.4_8	6003	▪ CATETERE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_10	6003	▪ ESPETTORATO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_39	6003	▪ Essudato BALANO-PREPUZIALE			► prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lun.-sabato)
90.86.4_16	6003	▪ FERITA			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_17	6003	▪ Lavaggio BRONCO-ALVEOLARE - BAL			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_47	6003	▪ LINFONODO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_18	6003	▪ Liquido ASCITICO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 11 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.86.4_51	6003	▪ Liquido CEFALO-RACHIDIANO (LIQUOR) **			♦ test eseguito Microbiologia Dolo/ Mestre
90.86.4_48	6003	▪ Liquido CISTI			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_49	6003	▪ Liquido DRENAGGIO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_19	6003	▪ Liquido PERITONEALE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_20	6003	▪ Liquido PLEURICO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_22	6003	▪ Liquido SINOVIALE - Articolare			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_50	6003	▪ Materiale FISTOLA			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_23	6003	▪ PIAGA da DECUBITO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_5	6003	▪ PUS			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_52	6003	▪ Secrezione MAMMARIA			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_41	6003	▪ Tampone AURICOLARE DX			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_42	6003	▪ Tampone AURICOLARE SX			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_43	6003	▪ Tampone CONGIUNTIVA DX – Oculare destro			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_44	6003	▪ Tampone CONGIUNTIVA SX - Oculare sinistro			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_9	6003	▪ Tampone CUTE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_54	6003	▪ Tampone LINGUALE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_30	6003	▪ Tampone NASALE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_31	6003	▪ Tampone OMBELICALE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_33	617	▪ Tampone URETRALE			▶ prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lun.–sabato) evitare terapie antibiotiche/ antimicotiche i 5 gg precedenti T.vaginale: no in periodo mestruale, astenersi da rapporti sessuali 24hprima T. uretale: astenersi dalla minzione nelle 3 ore precedenti l'esame
90.86.4_34	6040	▪ Tampone VAGINALE			
90.86.4_35	6003	▪ Tampone VULVARE			
90.86.4_36	6003	▪ Tampone zona USTIONE			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_14	6003	▪ ULCERA			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_15	6003	▪ ULCERA PIEDE DIABETICO			♦ test eseguito Microbiologia Mestre
90.86.4_53	6003	▪ Zona PERIANALE			▶ prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lun.–sabato)
		BENCE-JONES Proteinuria (codice 483) vedi PROTEINURIA BENCE-JONES : 90.69.2_3			
90.09.4_3	3610	▪ BENZODIAZEPINE (U) **	immunometrico KIMS	U giallo	campione urine estemporaneo
NO LEA	BDGLU	▪ BETA D GLUCANO		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
		BETA-CROSSLAPS o Telopeptide CTX (codice 1081) vedi TELOPEPTIDE C-TERMINALE : 90.41.6_0			
		BETA-ESTRADIOLO-17 (codice 133) vedi ESTRADIOLO (E2): 90.19.2_2			

REGIONE DEL VENETO ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 12 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi		Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
		BETA-2-GLICOPROTEINA anticorpi (codici 4968 e 4969) vedi ANTICORPI BETA 2 GLICOPROTEINA IgG, IgM : 90.49.6_4 e 90.49.6_5			
		BETA-HCG (codice 140) vedi GONADOTROPINA CORIONICA sub unità beta,molecola intera: 90.27.5_2 • Free BETA-HCG (codice 2000) vedi DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER SINDROME DI DOWN (1° TRIMESTRE):HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A : 90.17.6_0			
90.10.1_2	B2 MICRO	BETA- 2- MICROGLOBULINA (S)	immunometrico turbidimetrico	S ocra	
90.10.1_3	UB2 MICRO	BETA- 2- MICROGLOBULINA (U)	turbidimetrico	U giallo	urina fresca del mattino ♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.10.5_2	12	BILIRUBINA TOTALE e FRAZIONATA (diretta-indiretta) **	colorimetrico /DPD	P verde	bilirubina totale e diretta
		BK- Bacillo di Koch vedi MICOBATTERI			
		BNP o proBNP (codice 028) vedi PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE : 90.36.6_0			
90.87.4_3	414	BORDETELLA ANTICORPI IgG (E.I.A) <i>Bordetella pertussis IgG</i>	EIA	S trasparente	Non viene più eseguito
90.87.4_4	415	BORDETELLA ANTICORPI IgM (E.I.A) <i>Bordetella pertussis IgM</i>			Non viene più eseguito
90.87.5_2	443	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgG (E.I.A.)	CLIA	S trasparente	
90.87.5_3	444	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI IgM (E.I.A.)			
90.83.4	DM 0833	BORRELIA BURGDORFERI DNA liquor	rtq - PCR	C sterile per liquor in ICE	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.83.4	DM 81235	BORRELIA BURGDORFERI DNA sangue	rtq - PCR	P bianco per BM K2EDTA	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
		BRONCOASPIRATO ■ Esame COLTURALE (codice 613) vedi ESAME COLTURALE Aspirato BRONCHIALE : 90.93.3_2 ■ Ricerca MICOBATTERI BKBRONC (3 codici) - es. microscopico (codice 6031) MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA : 91.02.4_3 es. colturale (codici 60360 e 6036) MICOBATTERI ESAME COLTURALE in TERRENO SOLIDO : 91.02.3_2 + MICOBATTERI ES. COLTURALE Met. radiometrico e non: 91.02.2_19 ■ Ricerca MICETI (codice 002) vedi MICETI ESAME COLTURALE Aspirato BRONCHIALE			
		BRUCELLA Anticorpi (codice 406) vedi SALMONELLE e BRUCELLE ANTICORPI (Widal-Wright) : 91.08.1_0			
90.18.3_28	BUPR	BUPRENORFINA	EMIT	U giallo	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
		C - ANCA Anticorpi anti-Proteinasi 3 (codice 4976) vedi - ANTICORPI anti PROTEINASI 3 : 90.53.8_0			
	DM0474	C 1 ESTERASI (codice 474) vedi COMPLEMENTO C1 INIBITORE : 90.60.1_0			
		C 3 e C 4 (codice 472 - 473) vedi COMPLEMENTO C3 : 90.60.2_3 e COMPLEMENTO C4 : 90.60.2_5			
		C PEPTIDE	ECLIA	S ocra	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 13 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi		Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.11.1_2	146	■ <i>Profilo digiuno</i>			- a digiuno ♦
90.11.1_3	147	■ <i>Profilo post prandiale</i>			- dopo 1 ora dall'assunzione della colazione
90.35.2_11	148E	■ <i>Dosaggi seriati dopo stimolo (da 3 a 6)</i>			- secondo prescrizione medica
		Ca (codice 035) vedi CALCIO: 90.11.4_2			
		CA 125 (codice 172) vedi ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 : 90.55.1_0			
		CA 15.3 (codice 174) vedi ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 : 90.55.2_0			
		CA 19.9 (codice 173) vedi ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 : 90.55.3_0			
90.11.4_2	035	CALCIO TOTALE [S] - Calcemia o Ca (P) **	colorimetrico	P verde	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi ► <i>modulistica informativa: ML_PO_00_02_ALL02 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico</i>
90.11.4_3	312	CALCIO TOTALE [U] 24 H - Calciuria o Ca (dU)		U 24H giallo campione da urine 24 ore	
90.11.5_2	109	CALCITONINA [S]	CLIA	S ocra	♦
90.11.5_3	1089	CALCITONINA [Liquido drenaggio]			
90.12.1	DM336	CALCOLO Es.CHIMICO		A calcolo urine	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.12.A	CALP	CALPROTECTINA	ELISA (mcg/g)	F contenitore standard	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia ► campione di feci appena emesse, consegnare al Laboratorio nel più breve tempo possibile
90.88.5_0	657	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE NAS <i>Campylobacter jejuni</i> e altre spp patogeni nelle feci	coltura	F contenitore standard o fecal swab	contenitore “standard” in vendita in farmacia; se non possibile consegnare entro 1 ora; → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ test eseguito Microbiologia Mestre
		CANNABINOIDI (U) (codice 356) vedi DROGHE D'ABUSO : 90.18.3_7			
		CAPELLI (CUOIO CAPELLUTO) - ricerca MICETI (codice 6801) vedi MICETI ESAME COLTURALE Squame CAPELLI : 90.98.4_21			
90.12.3_0	085	CARBAMAZEPINA (CBZ) **	immunometrico (KIMS)	P verde	di norma, prelievo prima dell'assunzione del farmaco
	CARL	CARBAMAZEPINA LIBERA	CEDIA	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
		CARDIOLIPINA Anticorpi IgG e IgM (codici 496 e 4960) vedi ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG, IgM : 90.47.5_2 e 90.47.5_3			

	SGQ EN-Iso 9001:2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 14 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi		Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.12.4_0	395	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE (Diagnosi feocromocitoma)	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa reparti: 2 provette t. giallo schermate	raccollecte tutte le urine emesse in 24 ore, in contenitore schermato dalla luce, con additivo fornito dal Laboratorio; ♦♦ evitare esercizio fisico intenso e stress prima e durante la raccolta; ► modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL04; iniziare la raccolta la mattina precedente quella di eventuale prelievo ematico
90.12.F_2	FLCK	CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE KAPPA (S) FLC-Free light chain	turbidimetria	S ocr	richiedere entrambi per calcolo del RAPPORTO test eseguito nella sede di Mestre richiedere entrambi per calcolo del RAPPORTO ♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.12.F_3	FLCD	CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE LAMBDA (S) FLC-Free light chain			
		CATENE LEGGERE sieriche (codice 43) vedi IMMUNOGLOBULINE LEGGERE KAPPA e LAMBDA [S] : 90.28.4_2			
		CATENE LEGGERE urinarie (codice 325) vedi IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [U] : 90.28.4_3			
		Catene leggere di superficie linfocitaria (codice 1891 e 1892) vedi PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE : 91.47.A_0			
		CATETERE VENOSO CENTRALE (CVC)-Esame batteriologico (codice 653) vedi ESAME CULTURALE CATETERE : 90.93.3_7			
		CCP – Anticorpi anti citrullina (codice 493) vedi ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide) : 90.47.D_0			
		CD – Antigeni di superficie linfocitaria per Tipizzazione linfocitaria vedi MARKERS DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE : 91.47.A_2			
90.20.7	CDT	CDT-TRANSFERRINA DESIALATA NTR2	HPLC Rivelazione DAD	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
		CD 59 (codice 195) vedi ANTIGENI ERITROCITARI CD55/CD59 : 90.57.2_0			
		CEA (codice 170) vedi ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO: 90.56.3_0			
LIQUOR		CEFALO-RACHIDIANO LIQUIDO o LIQUOR ■ Esame chimico-fisico e microscopico (codice 500) vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI-ES.CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO- Liquido cefalo-rachidiano : 90.30.4_4 ■ Esame batteriologico (codice 614) vedi ESAME CULTURALE Liquido CEFALO-RACHIDIANO (LIQUOR) : 90.93.3_18			
		CELLULE PARIETALI GASTRICHE Ab (codice 4975) vedi ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA) : 90.48.1_0			
90.12.5_0	CERUL	CERULOPLASMINA	nefelometria	S ocr	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
		CHE (codice 005) vedi COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) : 90.14.4_0			
90.89.1_2	4661	CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI (IgG)	EIA	S trasparente	
90.89.1_3	4662	CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI (IgM)			
90.89.1_6	439	CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI (IgG)	CLIA	S trasparente	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.89.1_7	4390	CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI (IgA)			♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.83.4_8	9110	CHLAMYDIA TRACHOMATIS - BATTERI ACIDI NUCLEICI RICERCA QUALITATIVA NAS - Chlamydia trachomatis – DNA ricerca diretta	RT-PCR	A	♦ test eseguito Biologia molecolare Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 15 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
		▪ Tampone RETTALE - <i>Clamidia trachomatis</i> – DNA ▪ Tampone URETRALE - <i>Clamidia trachomatis</i> – DNA ▪ Tampone VAGINALE - <i>Clamidia trachomatis</i> – DNA ▪ URINE - <i>Clamidia trachomatis</i> – DNA		tampone dedicato Copan Azzurro	► prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lun.-sabato) evitare terapie antibiotiche/ antimicotiche i 5 gg precedenti T.vaginale: no in periodo mestruale, astenersi da rapporti sessuali 24hprima T. uretale: astenersi dalla minzione nelle 3 ore precedenti l'esame
				U contenitore dedicato	♦ test eseguito Biologia molecolare Mestre
90.13.2_2	CICLO	CICLOSPORINA A (S) - ciclosporina monoclonale	CMIA (Architect)	P viola trasparente	di norma, prelievo prima di assunzione farmaco
90.13.2_3	CICLO2	CICLOSPORINA A DOPO 2 h - ciclosporina monoclonale			♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
		di norma, prelievo 2 ore dopo assunzione farmaco			
		♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre			
		CITOMEGALOVIRUS Anticorpi IgG e IgM (codici 417 e 418) vedi VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI. IgG e IgM : 94.14.1_0 e 91.14.3_0 Avidity Test o Avidita' delle IgG (codice 4180) vedi TEST DI AVIDITA' DELLE IgG CITOMEGALOVIRUS E.I.A. : 90.83.8_4 CMV DNA sangue intero 91.11.5			
		CITRATI URINARI (codice 363) vedi ACIDO CITRICO : 90.02.2_3			
		CITRULLINA Anticorpi (codice 493) vedi ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide) : 90.47.D_0			
		CK, CK-MB, CK-MB MASSA (codici 019, 020, 0203) vedi CREATINCHINASI (CPK o CK) : 90.15.4_2 CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) : 90.15.5_2, CREATINCHINASI ISOENZIMA CK-MB MASSA : 90.15.7_0			
		CLAMYDIA ricerca Anticorpi pneumoniae (codici 4661 e 4662) vedi CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM : 90.89.1_2 e 90.89.1_3 trachomatis (codici 439 e 4390) vedi CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG e IgM : 90.89.1_6 e 90.89.1_7 C.trachomatis -DNA (T.vaginale , T.uretrale , T. rettale, Urine) vedi CHLAMYDIA TRACHOMATIS - BATTERI ACIDI NUCLEICI RICERCA QUALITATIVA NAS : 90.83.4_8			
		CLEARANCE CREATININA (codice 59) vedi CREATININA CLEARANCE : 90.16.4_0			
		COLORO, CI sierco e urinario (codici 038 e 314) vedi CLORURO (S) : 90.13.3_2 e (U) 24 H : 90.13.3_4			
90.13.3_2	038	CLORURO (CLORO)[S] - o Cloremia - Cl **	ISE	P verde	
90.13.3_4	314	CLORURO (CLORO) [U] 24 H - Cloruria -Cl (dU)		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi► modulistica informativa: ML PO 00 02 ALLO2 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
90.91.1_0	6260	CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.) Feci - <i>C.difficile</i> – ricerca Ag	immunocromatografia	F contenitore standard o fecal swab	contenitore “standard” in vendita in farmacia; se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ► il test trova indicazione solo nel caso di feci diarroiche
90.20.7_13	CLOZA	CLOZAPINA	HPLC-MS	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
		CMV Anticorpi (codici 417 e 418) vedi VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI. IgG e IgM 91.14.1_0 e 91.14.3_0 Avidity test (codice 4180) vedi TEST DI AVIDITA' DELLE IgG CITOMEGALOVIRUS E.I.A. 90.83.8_4			
90.13.5_0	222	COBALAMINA (VIT. B12) [S] Vitamina B12	ECLIA	P verde	♦
		COCAINA (U) (codice 341) vedi DROGHE d'ABUSO D 90.44.5_3			
		COLECALCIFEROLO-25OH (codice 0290) vedi VITAMINA D 90.18..3_9			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 16 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.14.1_0	024	COLESTEROLO HDL	enzimatico colorimetrico	P verde	♦
90.14.2_0	0260	COLESTEROLO LDL			
90.14.3_0	023	COLESTEROLO TOTALE			
90.14.4_0	005	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) **	cinetico colorimetrico	P verde	
		COMBI test per HIV (codice 487) vedi VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 91.22.4_0			
90.60.1_0	474	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE) - C1Esterasi	nefelometria	S ocra	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Padova
90.60.2_3	472	COMPLEMENTO C3	nefelometria	S ocra	
90.60.2_5	473	COMPLEMENTO C4			
		CONGIUNTIVALE Tampone (codici 651 e 652) vedi ESAME CULTURALE Tampone CONGIUNTIVA (OCULARE) DX / SX 90.93.3_22 e 90.93.3_23			
		CONTA di ADDIS (codice 333) vedi URINE CONTA di ADDIS 90.44.2_0			
		COOMBS diretto (codice CT105) vedi AUTOANTICORPI anti ERITROCITARI [Test di Coombs diretto] 90.58.2_0			
		COOMBS indiretto (codice CT106) vedi ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] 90.49.3_0			
90.04.1_0	DM 0809	COPEPTINA proAVP (VASOPRESSINA ADH)	IF	S marrone	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Padova 24 h a 2-8 °C, -20°C per periodi più lunghi
		COPROCOLTURA (codice 619) vedi ESAME CULTURALE delle FECI (COPROCOLTURA) 90.94.3_0 Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio colera			
90.15.3_2	1150	CORTISOLO [S] MATTINO (Cortisolemia ore 8)	ECLIA	S ocra	♦♦
90.15.3_3	1151	CORTISOLO [S] POMERIGGIO (Cortisolemia ore 16)			♦♦ ► prelievi ambulatoriali solo nella sede di Dolo.. NON di sabato l'utente torna in Laboratorio per prelievo pomeridiano; può consumare un leggero pasto a mezzogiorno
90.68.4_7	COVIG	COVID IGG		S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.14.4_0 P verde 90.15.4_2		CREATINCHINASI (CPK o CK) ** CK (creatinfosfochinasi) o CPK **	cinetico NAC attivato	P verde	♦♦
90.15.3_4	COR24	CORTISOLO URINE 24h	CLIA	U 24H giallo	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
		C Peptide a digiuno, post prandiale o dosaggi seriati dopo stimolo (codici 146, 147, 148) vedi C PEPTIDE 90.11.1_2 , 90.11.1_3 e 90.35.2_11			
		CPK, CPK-MB, CPK-MASSA (codici 019, 020, 0203) vedi CREATINCHINASI (CPK o CK) 90.15.4_2, CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) 90.15.5_2, CREATINCHINASI ISOENZIMA CK-MB MASSA			
90.15.4_2	019	CREATINCHINASI (CPK o CK) **	cinetico NAC attivato	P verde	♦♦
90.15.5_2	020	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) **	cinetico NAC attivato dopo inibizione CK-M	P verde	♦♦
90.15.7_0	0203	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB MASSA **	ECLIA	P verde	♦♦

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA		SQG EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano			ML_MQ_723_ALL02
		ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI			Rev. 11 del 12/04/23
					Pag. 17 di 57
Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.16.3_2	022	CREATININA [S] con eventuale eGFR (Creatininemia) **	Jaffè con compensazione	P verde	♦♦
90.16.3_7	350	CREATININA [U] per calcolo ACR		U giallo	♦♦ solo in abbinamento a MICROALBUMINURIA
90.16.3_9	364	CREATININA per DROGHE [U]			solo in abbinamento a dosaggio urinario droghe e metaboliti
90.16.3_3	307	CREATININA [U] 24 H - o Creatininuria	IDMS	U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi ► <i>modulistica informativa:</i> <u>ML_PO_00_02_ALL02</u> ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
90.16.4_0	59	CREATININA CLEARANCE incluso eventuale VFG VFG velocità filtrazione glomerulare	IDMS Jaffè con compensazione	U 24H giallo campione da urine 24 ore + P verde	► urine di 24 ore: raccogliere, miscelare, misurare il volume e prelevarne un campione, indicando diuresi ; <i>modulistica informativa</i> <u>ML_PO_00_02_ALL02</u> iniziare la raccolta la mattina precedente quella del prelievo ematico ► prelievo ematico
		CRIOCRITO vedi CRIOGLOBULINE 90.61.1_0			
90.61.1_0	471	CRIOGLOBULINE RICERCA - Crioglobuline seriche	manuale	S trasparente (2 provette a 37°C)	► prelievi ambulatoriali solo a Dolo e Mirano; ► reparti: contattare il Laboratorio
90.16.6	CROMO	CROMOGANINA A	Chemiluminescenza	B viola <u>K-EDTA</u>	conservazione a °T ambiente ♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
		CTX (codice 1081) vedi TELOPEPTIDE C-TERMINALE 90.41.6_0			
		Cu – CUPREMIA e CUPRURIA (codice 039) vedi RAME 90.39.4_2			
		CURVA da CARICO ORALE di GLUCOSIO (codice 0570) vedi • GLUCOSIO CURVA DA CARICO (OGTT 75 g) 2 prelievi: base e 120'; 90.26.4_2 (codice 054) • GLUCOSIO CURVA DA CARICO (OGTT 75 g) gravidanza: tre prelievi: base, 60' e 120'; 90.26.4_3 (codice 055) • GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO (4 O 5 O 6 DETERMINAZIONI) 90.26.5_0			
90.28.5_3	141	CURVA INSULINICA DOPO CARICO DI GLUCOSIO	ECLIA	S trasparente	♦ tempo <u>minimo</u> di permanenza in Laboratorio: 2h ► prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo e Mirano - primo prelievo: a digiuno - assunzione orale di 75g di glucosio - prelievi seriati ad intervalli stabiliti <i>l'utente compila/ firma modulo di consenso</i> <u>ML_IL_00_04_M02</u>
90.28.5_4	141E	CURVA INSULINICA 5 PUNTI per SOSPETTO INSULINOMA [S] Insulinemia dopo carico orale di glucosio OGTT - 5 determinazioni			conservazione a °T ambiente ♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.61.3_0	CYFRA	CYFRA 21 . 1	CLIA	S marrone	conservazione a °T ambiente ♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
		CUTE – squame per ricerca Miceti e Dermatofiti (codice 6802) vedi MICETI ESAME COLTURALE Squame CUTE 90.98.4_22			
	250	DABIGATRAN dosaggio **	coagulativo (indiretto)	P celeste	
90.17.3_0	D4AND	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	CLIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre

REGIONE DEL VENETO ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 18 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.61.5_0	2290	D-DIMERO (Test al lattice) **	immunoturbidimetria	P celeste	
90.20.7_58	3905	DESETIL-AMIODARONE [S] (DOSAGGIO MEDIANTE HPLC E/O SPETTROMETRIA DI MASSA	HPLC	S trasparente	salvo diversa indicazione del medico, prelievo prima dell'assunzione ♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.17.2_0	DHEAS	DHEA-SO4	CLIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
		DIBUCAINA-numero (codice 005) vedi COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) 90.14.4_0			
		DIFTERITE Anticorpi anti-tossina IgG (codice 438) vedi TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI 91.08.A_0			
		DIGITALEMIA / DIGOSSINA dosaggio ematico (codice 155) vedi FARMACI DIGITALICI: DIGOSSINA [P] 90.21.1_3			
		DNA anticorpi (codice 4944) vedi ANTICORPI ANTI DNA NATIVO 90.48.3_0			
90.18.1_3	394	DOPAMINA [U]	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N esterni: consegnare raccolta completa reparti: 2 provette t. gialloschermate	♦♦ evitare esercizio fisico intenso e stress prima e durante la raccolta; racogliere tutte urine emesse in 24 ore, in contenitore schermato dalla luce, con additivo fornito dal Laboratorio; modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL04; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
	DM 8005	Dosaggio attività proteasica dell'ADAMTS		P celeste	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Padova
		DROGHE d'ABUSO	immunometrico KIMS	U giallo	campione urine estemporaneo ► raccolto presso i servizi igienici dell'ambulatorio, non necessariamente in presenza dell'operatore; ► soggetti minori/sotto tutela: consegna il genitore/tutore per gestione campioni in catena di custodia vedi ML_IL_05_19
90.18.3_3	361	• AMFETAMINA e METABOLITI [U] **			
90.18.3_7	356	• CANNABINOIDI [U] **			
90.18.3_9	341	• COCAINA [U] **			
90.18.3_21	340	• OPPIACEI [U] (Eroina)**			
90.18.3_25	359	• METADONE [U] **			
90.18.3_26	360	• MDMA (Ecstasy) **			
		EAB = Equilibrio acido-base (codice 101) vedi EMOGASANALISI VENOSA 89.66_2			
		EBNAG Ac.anti EBV EBNA IgG vedi VIRUS EPSTEIN BARR [EBV EBNA] ANTICORP 91.21.1_8			
		EBV Anticorpi (codici 435 e 436) vedi VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORP 91.21.1_5 e 91.21.1_7			
		ELETTROFORESI EMOGLOBINA (codici 2112, 2113, 2114) vedi Hb- EMOGLOBINA A2 , 90.66.3_0 Hb -EMOGLOBINA F (fetale) 90.66.4_0 , Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.) 90.66.5_0			
		ELETTROFORESI PROTEICA (codice 7) vedi PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA) 90.38.4_0			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 19 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note	
		EMOCOLTURA (codice 6000) vedi ESAME COLTURALE del SANGUE [Emocoltura] 90.94.1_0				
		EMOCROMATOSI (codice 9724) – test genetico vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (CON PCR ED IBRID. CON SONDE NON RADIOM.) 91.29.4_0 (3 volte) + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA + 91.36.5_0				
90.17.D_0	8040	ELASTASI FECALE (PANCREATICA)	EIA mcg/mL	contenitore feci	Campione di feci appena emesse raccolte nell'apposito contenitore ♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia	
90.62.2_2	4	EMOCROMO : Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. ▪ EMOCROMO con Piastrine **	citometria (sistema ematologico)	B viola trasparente	conta piastrinica in Na-citrato : vedi PROFILO EMATOLOGICO - CONTEGGIO DIFFERENZIATO IN CITRATO prelievi ambulatoriali: solo Dolo e Mirano; reparti: contattare il Laboratorio	
89.65.1_2	100	EMOGASANALISI ARTERIOSA **		emogasometro	B	♦♦ eseguibile in urgenza solo per campioni provenienti dai reparti ➤ prelievi ambulatoriali solo a Dolo da lun. a ven. ore 11:00 -12:00 ➤ reparti : consegnare il campione in ghiaccio ,entro 30' dal prelievo
89.66_2	101	EMOGASANALISI VENOSA ** Valutazione equilibrio acido-base			prelievo con dispositivo a siringa	
		EMOGLOBINA Aspetto o Elettroforesi (codici 2112, 2113, 2114) vedi Hb- EMOGLOBINA A2 , 90.66.3_0 Hb -EMOGLOBINA F (fetale) 90.66.4_0 , Hb - EMOGLOBINE ANOMALE 90.66.5_0				
		EMOGLOBINA Dosaggio – compreso in Emocromo (codice 4) vedi EMOCROMO : Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 90.62.2_0				
		EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c- codice 0731) vedi Hb - EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) 90.28.1_0				
		ENA screening (codice 4939) vedi ANTICORPI ANTI-ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) 90.47.3_0 per determinazioni singole vedi ANTICORPI ANTI JO1, RNP, Scl-70, SM, SSA, SSB				
		ENDOMISIO Anticorpi (codice 4920) vedi ANTICORPI ANTI ENDOMISIO 90.47.E_2				
90.93.2_0	662	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA - FECI - SCOTCH TEST	esame microscopico	A vetrini forniti dal Laboratorio	➤ ritirare in Laboratorio materiali e istruzioni ML_PO_00_02_ALL07 (al mattino, al risveglio applicare una striscia di scotch trasparente in zona perianale; esercitare una leggera pressione per qualche secondo, staccare la striscia ed applicarla sul vetrino fornito dal Laboratorio. ♦ test eseguito MicrobiologiaMestre	
		EOSINOFILI circolanti - conteggio : – compreso in Emocromo (codice 4) vedi EMOCROMO : Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 90.62.2_0				
90.62.5_4	664	EOSINOFILI (Conteggio) FECALE		F contenitore standard	contenitore “standard” in vendita in farmacia ➤ riempire il contenitore per circa 1/3, non fino all'orlo; se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h	
90.62.5_2	1490	EOSINOFILI (Conteggio) MUCO NASALE		A tampone nasale (senza terreno di trasporto)	il tampone va strisciato su 2 vetrini; assicurarsi che ci sia materiale sufficiente per la colorazione e successivo esame microscopico	
		EPATITE A VIRUS - anticorpi totali (codice 990M) o IgM (991M) vedi VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI 91.17.1_0 e 91.17.2_0				
		EPATITE B VIRUS test di screening ■ Anticorpi vedi VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg 91.18.3_0, HBcAb 91.17.5_0, HBcAgIgM 91.18.1_0, HBeAg 91.18.2_0 ■ Antigeni HBsAg (codice 992M) e HBeAg (codice 996M) vedi VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg 91.18.5_0 , HBeAg 91.18.4_0 EPATITE B VIRUS test di approfondimento ■ Analisi quantitativa HBV-DNA (codice 961) vedi VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI + ESTRAZIONE DNA 91.17.3_0 ■ Tipizzazione genomica HBV-DNA o Genotipo HBV (codice 966) vedi ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA + ESTRAZIONE DNA 91.30.1_0				

Commentato [Autore sc1]:

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	EPATITE C VIRUS test di screening ■ Anticorpi (codice 998M) <i>vedi VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI 91.19.5_0</i> test di conferma ■ Anticorpi (codice 999M) <i>vedi VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) 91.20.1_0</i> test di approfondimento ■ Analisi quantitativa HCV-RNA (codice 962) <i>vedi VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCVRNA 91.19.4_0</i> ■ Tipizzazione genomica HCV-RNA (codice 9751) <i>vedi VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA 91.20.2_0</i>			
	EPATITE Delta Anticorpi (codice 969) <i>vedi VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI 91.20.3_0</i>			
	EPSTEIN-BARR VIRUS Anticorpi IgG e IgM (codici 435 e 436) <i>vedi VIRUS EPSTEIN BARR ANTICORPI 91.21.1_5 e 91.21.1_7</i>			
	EQUILIBRIO ACIDO-BASE (codice 101) <i>vedi EMOGASANALISI VENOSA 89.66_2</i>			
90.18.15_0	EPO Eritropoietina	CLIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
	ESAME CULTURALE	coltura	A tampone dedicato rosa/arancio o contenitore sterile	di norma, evitare terapie antibiotiche / antimicotiche anche locali durante i 5 giorni precedenti l'esame. T♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_2	613 ■ Aspirato BRONCHIALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_3	650E ■ Aspirato GASTRICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_4	650E ■ Aspirato MIDOLLARE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_5	650E ■ Aspirato TRACHEALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_6	650E ■ Campione ABORTIVO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_30	650E ■ Campione NAS – materiale VARIO			specificare il tipo di campione nel campo “note”
90.93.3_7	653 ■ CATETERE – CVC - catetere venoso centrale			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_8	612 ■ ESPETTORATO			► non raccogliere materiale salivare!
90.93.5_3	607 ■ Essudato ORO-FARINGEO STAFILOCOCCO AUREO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.5_4	609 ■ Essudato ORO-FARINGEO STREPTOCOCCO B-EMOLITICO A			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_10	6054 ■ FERITA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.84.3_19	627 ■ In materiali biologici - BORDETELLA PERTUSSIS			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_11	650E ■ LATTE MATERNO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_36	650E ■ LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE (BAL)			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_12	650E ■ LINFONODO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_35	650E ■ Liquido ASCITICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_13	650E ■ Liquido CISTI			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 21 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.93.3_14	650E	■ Liquido DRENAGGIO	coltura	A tampone dedicato rosa/arancio	♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_34	610	■ Liquido PLEURICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_30	6007	■ Liquido PERICARDICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_37	611	■ Liquido PERITONEALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.4_2	655	■ Liquido SEMINALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_15	654	■ Liquido SINOVALE (ARTICOLARE)			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_16	650E	■ Materiale da FISTOLA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_16	650E	■ Materiale da FISTOLA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_17	650E	■ PIAGA da DECUBITO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_9	615	■ PUS			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_19	650E	■ SECREZIONE MAMMARIA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_26	6600	■ Sorveglianza GERMI MULTIRESISTENTI(MDR)e KPCproduttori			ricerca Enterobacteriaceae MDR
90.93.3_20	620	■ Tampone AURICOLARE dx			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_21	621	■ Tampone AURICOLARE sx			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.4_4	6162	■ Tampone BALANO-PREPUZIALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.4_5	6019	■ Tampone CERVICE			➤ prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lunedì-sabato)
90.93.3_22	651	■ Tampone CONGIUNTIVA DX - Oculare destro			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_23	652	■ Tampone CONGIUNTIVA SX - Oculare sinistro			➤ prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lunedì-sabato)
90.93.3_24	650E	■ Tampone CUTE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.5_2	618	■ Tampone FARINGEO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_33	650E	■ Tampone LINGUALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_32	628	■ Tampone NASALE	coltura		♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.5_7	6281	■ Tampone NASALE: STAFILOCOCCO AUREO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_25	650E	■ Tampone OMBELICALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.4_8	616	■ Tampone URETRALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.4_19	605	■ Tampone VAGINALE			➤ prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lunedì-sabato)
		■ Tampone VAGINO-RETTALE Str.βemolitico B vedi STREPTOCOCCO AGALACTIAE nel T. VAGINO-RETTALE ES.COLTURALE.			evitare terapie antibiotiche/ antimicotiche i 5 gg precedenti
90.93.4_12	60500	■ Tampone VULVARE			T.vaginale: no in periodo mestruale, astenersi da rapporti sessuali 24hprima
					T. uretale: astenersi dalla minzione nelle 3 ore precedenti l'esame
					♦ test eseguito Microbiologia di Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 22 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.93.3_28	650E ■ Tampone ZONA USTIONE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_27	650E ■ ULCERA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_29	650E ■ ULCERA PIEDE DIABETICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_31	650E ■ Zona PERIANALE			➤ prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lunedì-sabato)
90.94.3_0	619 ESAME CULTURALE delle FECI (COPROCOLTURA) <i>Salmonelle,Shigelle ,Campylobacter</i> FECI - ricerca batteriologica	coltura	F contenitore standard o fecal swab	contenitore “standard” in vendita in farmacia o fecal swab; se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.94.1_0	6000 6001 ESAME CULTURALE del SANGUE [Emocoltura] ■ EMOCOLTURA ■ Emocoltura pediatrica	coltura	B contenitori (2) dedicati con terreno di coltura liquido	➤ prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo e Mirano ♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
	ESAME CULTURALE dell'URINA (codice 6010) <i>vedi URINOCOLTURA 90.93.6_0</i>			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.93.3_26	6600 ESAME CULTURALE – per SORVEGLIANZA GERMI MULTIRESISTENTI (MDR) E KPC PRODUTTORI	coltura	A Tampone dedicato Copan rosa	♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
	ESAME MICROSCOPICO (Batterioscopico) materiali vari <i>vedi BATTERI RICERCA MICROSCOPICA</i>			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.63.4_0	215 ESAME MICROSCOPICO SANGUE PERIFERICO <i>caratterizzazione cellule patologiche</i> ■ Fosfatasi alcalina leucocitaria (FAL leucocitaria)	microscopia	B verde scuro (senza gel)	➤ consegna campione <i>direttamente al SETTORE ANALITICO EMATOLOGIA</i>
90.91.4_0	6191 ESCHERICHIA COLI O157:H7 nelle FECI ESAME CULTURALE	coltura	F contenitore standard o fecal swab	contenitore “standard” in vendita in farmacia o fecal swab, → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
	ESPETTORATO ■ <i>ESCR</i> ➤ AN.MICROBIOLOGICA COMPLETA ESPETT: ESAME CULTURALE ESPETTORATO 90.93.3_8 (612) + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA –ESPETTORATO 90.86.4_10 ■ Ricerca MICOBATTERI BKESP (3 codici 6035-60350-6030)- <i>vedi MICOBATTERI</i> ■ Ricerca MICETI (codice 6804) <i>vedi MICETI ESAME CULTURALE 90.98.4_9</i>			
90.19.2_2	133 ESTRADIOLO (E2) [S] - 17-beta-ESTRADIOLO	ECLIA	P verde	
91.36.5_0	9725 ESTRAZIONE di DNA o di RNA (nucleare o mitocondriale) <i>Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali</i> Estrazione DNA <u>per test di genetica molecolare</u>	real time PCR	B viola scuro	per test di analisi mutazione genetica si deve abbinare a: 91.29.4_0 : test di mutazione genica (fattori II, V, MTHFR, HFE) 91.30.1_0 : genetica virale:HBV-DNA genotipo e quantitativo e HIV-RNA ♦ test eseguito Biologia molecolare di Mestre
90.20.1_2	084 ETANOLO [S] -Alcolemia ** dosaggio ematico alcool etilico	enzimatico (ADH)	P verde	
90.20.1_3	347 ETANOLO [U]- Alcoluria ** dosaggio urinario alcool etilico		U giallo	campione urine estemporaneo
90.20.2_0	ETOX ETOSUCCIMIDE	HPLC-MS	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 23 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi		Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
		EVEROLIMUS - dosaggio ematico (codice 3901) <i>vedi Farmaci Droghe e tossici diversi NAS 90.20.7_44</i>			
		FAL • Fosfatasi alcalina (codice 013) <i>vedi FOSFATASI ALCALINA 90.23.5_0</i> • Fosfatasi alcalina isoenzima osseo (codice 1082) <i>vedi FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO 90.24.1_0</i> • Fosfatasi alcalina leucocitaria (codice 215) <i>vedi ESAME MICROSCOPICO SANGUE PERIFERICO caratterizzazione di cellule patologiche 90.63.4_0</i>			
		FARINGEO Tampone -batteriologico “standard” (codice 618) <i>vedi ESAME CULTURALE - Tampone FARINGEO 90.93.5_2</i> -selettivo per stafilococco aureo (codice 607) <i>vedi ESAME CULTURALE - Essudato ORO-FARINGEO - STAFILOCOCCO AUREO 90.93.5_3</i> -selettivo per streptococco beta emolitico gr.A (codice 609) <i>vedi ESAME CULTURALE - Essudato ORO-FARINGEO -STREPTOCOCCO B-EMOL. GRUPPO A 90.93.5_4</i>			
90.20.3_3	AMIOD	FARMACI ANTIARITMICI – AMIODARONE	HPLC	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
90.20.3_10	DAMIOD	FARMACI ANTIARITMICI – DESETILAMIODARONE	HPLC	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia di norma, prelievo prima dell'assunzione
90.21.1_3	155	FARMACI DIGITALICI: DIGOSSINA (P) ** Digoxinemia o Digitemia	ECLIA	P verde	di norma, prelievo prima dell'assunzione
90.17.C_4	3901	FARMACO EVEROLIMUS	HPLC-MS	P viola trasparente	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia prelievo prima o dopo assunzione farmaco, secondo indicazione medica
90.17.C_3	3907	FARMACO SIROLIMUS	HPLC-MS	P viola trasparente	♦ test eseguito boratorio analisi Venezia prelievo prima o dopo assunzione farmaco, secondo indicazione medica
90.17.C_2	TACRO	FARMACO TACROLIMUS	Chemiluminescenza	P viola trasparente	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre prelievo prima o dopo assunzione farmaco, secondo indicazione medica
90.20.7_2	FBM	FARMACO FELBAMATO NTR2	HPLC-MS	S blu scuro	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
		FATTORE II o Protrombina – ricerca MUTAZIONE (codice9722) <i>vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA 91.29.4_0 + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA 91.36.5_0</i> <i>nota</i> :specificare tipo di mutazione			
		FATTORE V di LEIDEN o Mutazione Fattore V (codice 9721) <i>vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA 91.29.4_0 + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA 91.36.5_0</i> <i>nota</i> :specificare tipo di mutazione nel quesito clinico			
90.64.2_0	006	FATTORE REUMATOIDE - RA-test o Reumatest	immunometrico turbidimetrico	P verde	
		FATTORE Rh (codice CTGF) <i>vedi GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D) 90.65.3_0</i>			
		Fe <i>vedi FERRO [S]</i>			

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	FECI ■ ADENOVIRUS - ricerca antigeni virali (codice 6490) <i>vedi V. ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A.) - CAMP.BIOLOGICI 91.13.4_2</i> ■ BATTERIOLOGICO o COPROCOLTURA (codice 619) <i>vedi ESAME CULTURALE delle FECI (COPROCOLTURA) Salmonelle,Shigelle, Campylobacter 90.94.3_0</i> ■ CAMPYLOBACTER spp. -ricerca colturale nelle feci (codice 657) <i>vedi CAMPYLOBACTER ESAME CULTURALE NAS 90.88.5_0</i> ■ CHIMICO-FISICO (codice 527) <i>vedi FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO 90.21.3_0</i> ■ CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossina- ricerca nelle feci (codice 6260) <i>vedi - CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.) 90.91.1_0</i> ■ EOSINOFILI – ricerca (codice 664) <i>EOSINOFILI (Conteggio) FECALE 90.62.5_4</i> ■ Escherichia coli O157:H7 – nelle feci esame colturale (codice 6191) <i>ESCHERICHIA COLI O157:H7 nelle FECI ESAME CULTURALE 90.91.4_0</i> ■ GIARDIA ricerca antigene nelle feci (codice 665) <i>vedi GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA nelle FECI (Metodi immunologici) 90.94.7_0</i> ■ HELICOBACTER PYLORI (codice 6422) <i>vedi BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA (E.I.A.) – HPSA 90.85.3_7</i> ■ PARASSITI (codice 660) <i>vedi • PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (Previa concentraz. o arricchim.) 91.05.4_5</i> • per ricerca OSSIURI codice 662) <i>vedi ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA FECI (SCOTCH TEST) 90.93.2_0</i> ■ ROTAVIRUS -ricerca antigeni virali (codice 6250) <i>vedi V. ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A.) - CAMP.BIOLOGICI 91.13.4_5</i> ■ SALMONELLA spp. ricerca colturale nelle feci (codice 606) <i>vedi SALMONELLA NELLE FECI ESAME CULTURALE 91.07.6_0</i> ■ SANGUE OCCULTO (codici 51202, 51200, 51201) <i>vedi FECI SANGUE OCCULTO (metodo immunologico) 90.21.4_2, 90.21.4_3, 90.21.4_4</i> ■ YERSINIA spp. ricerca colturale nelle feci (codice 6006) <i>vedi YERSINIA NELLE FECI ESAME CULTURALE 91.27.5_0</i>			
90.21.3_0	527 FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO <i>(Grassi, prod. di digestione, parassiti)</i>		F	NON si esegue piu
90.21.4_2 90.21.4_3 90.21.4_4	51202 FECI SANGUE OCCULTO (metodo immunologico) 51200 ■ PRIMO CAMPIONE 51201 ■ SECONDO CAMPIONE ■ TERZO CAMPIONE	EIA-immunofluorimetria	F contenitore dedicato	ritirare il contenitore presso il Laboratorio (con le istruzioni per la corretta raccolta del campione); non è necessario seguire diete prive di carne nei giorni precedenti; nel caso siano richiesti 3 campioni, si possono conservare i flaconi in frigo 2-8°C e consegnarli insieme il giorno dell'eventuale prelievo ematico
90.22.1_0	083 FENITOINA - dosaggio ematico **	immunometrico (KIMS)	P verde	di norma, prelievo prima dell'assunzione del farmaco
90.09.3_2	086 FENOBARBITAL - Barbiturici (S) - dosaggio ematico **	immunometrico (CEDIA)		
90.22.1	FENL FENITOINA LIBERA	immunometrico (CEDIA)	S blu	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
90.64.4_0	CTRHKELL FENOTIPO RH - Fenotipo Rh / Kell	---	B rosa	il prelievo si esegue in tutti gli ambulatori, il test viene eseguito e refertato in Centro Trasfusionale
	FERITA - esame batteriologico (codice 6054) vedi ESAME CULTURALE FERITA 90.93.3_10			
90.22.3_0	151 FERRITINA [P]	ECLIA	P verde	
90.22.5_0	043 FERRO [S] - Sideremia - Fe	colorimetrico	P verde	
90.65.1_0	227 FBRINOGENO **	reazione coagulativa	P celeste	
	FK 506 (Tacrolimus) - dosaggio ematico (codice 3906) vedi Farmaci Droghe e tossici diversi NAS 90.20.7_44			
90.23.2_2	223 FOLATO (Acido folico) [S]	ECLIA	P verde	♦
90.23.3_2	130 FOLLITROPINA (FSH) [S] Ormone follicolostimolante	ECLIA	P verde	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 25 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.23.5_0	013	FOSFATASI ALCALINA - ALP o FAL	cinetico colorimetrico (AMP)	P verde	
90.24.1_0	1082	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	CLIA	S trasparente	
		FOSFATASI ALCALINA LEUCOCITARIA (codice 215) vedi ESAME MICROSCOPICO SANGUE PERIFERICO - caratterizzazione di cellule patologiche 90.63.4_0			
90.24.3_2	037	FOSFATO INORGANICO [S] - Fosforo inorganico - P	colorimetrico (fosfomolibdato)	P verde	
90.24.3_4	313	FOSFATO INORGANICO [U] 24H - Fosfaturia	colorimetrico UV (fosfomolibdato)	U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi; ► <i>modulistica</i> informatva ML_PO_00_02_ALL02 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
		FOSFOLIPIDI – Autoanticorpi vedi ANTICORPI ANTI BETA-2-GLICOPROTEINA 1 IGG-IgM e ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG-IgM			
		FREE β HCG vedi DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER SINDROME DI DOWN (1° TRIMESTRE):HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A			
		FSH (codici 130) vedi FOLLITROPINA (FSH) [S] 90.23.3_2			
		FT3 e FT4 (codici 1030 e 1020) vedi TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) 90.43.3_0 e TIROXINA LIBERA (FT4) 90.42.3_0			
		FTA-ABS (codici 409 e 4090) vedi TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (IF) [FTA-ABS] IgG / IgM 91.10.3_2 e 91.10.3_3			
		G-6-PDH Eritrocitaria (codice 068) vedi GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) 90.27.2_0			
90.49.7_0		GAD AutoAc.anti GAD	CLIA	S ocra	♦ test inviato al laboratorio analisi Mestre
90.97.8	GLASB	GALATTOMANNANO Ag (ASPERGILLUS)	EIA	A broncolavaggio	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.78.8	GLASP	GALATTOMANNANO Ag (ASPERGILLUS)	EIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.25.5_2	012	GAMMA GLUTAMIL TRANSPETIDASI - GGT [S] - γGT **	cinetico enzimatico colorimetrico	P verde	
		GENOTIPO HBV -HBVDNA (codice 966) vedi ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA (CON REVERSE DOT BLOT [2-10 MUTAZ.]) + ESTRAZIONE DNA 91.30.1_0 + 91.36.5_0			
		GENOTIPO HCV – HCVRNA (codice 9751) vedi VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA (Inclusa estrazione,amplificazione,rivelazione) 91.20.2_0			
90.94.7_0	665	GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA nelle FECI (Metodi immunologici) <i>Giardia lamblia</i> Ag nelle feci	immunocromatografia	F contenitore standard	contenitore “standard” in vendita in farmacia o fecal swab se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ test eseguito Microbiologia Mestre
		GLIADINA – Peptidi deamidati Anticorpi IgA e IgG (codici 73140 e 73130) vedi ANTICORPI ANTI-PEPTIDI DEAMIDATI della GLIADINA 90.49.Z_2 e 90.49.Z_3			
		GLICOPROTEINA-β2- Anticorpi (edi ANTICORPI ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA IgG e IgM 90.49.6_4 e 90.49.6_5			
90.27.1_2	001	GLUCOSIO (S) o Glicemia **	enzimatico UV (HK)	P verde	♦ / ♦♦

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 26 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.27.1_3	301	GLUCOSIO [U] 24H o Glicosuria		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi; ► <i>modulistica informativa ML_PO_00_02_ALLO2</i> iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
90.27.1_6	0654	GLUCOSIO [S] postprandiale (Glicemia postprandiale)		P grigio trasparente	► prelievi ambulatoriali solo nella sede di Dolo il prelievo viene eseguito 2 ore dopo l'inizio del pasto
90.26.4_2	0570	GLUCOSIO CURVA DA CARICO (OGTT 75 g) 2 prelievi: base e 120'	enzimatico UV (HK)	P grigio trasparente	♦ / ♦♦ tempo minimo di permanenza in Laboratorio: 2h ► prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo e Mirano ▪ primo prelievo: a digiuno ▪ assunzione orale di 75g di glucosio ▪ prelievi seriati ad intervalli stabiliti <i>l'utente compila /firma modulo di consenso ML_IL_00_04_M02</i>
90.26.4_3	054	GLUCOSIO CURVA DA CARICO (OGTT 75 g) gravidanza: tre prelievi: base, 60' e 120'			
90.26.5_0	055	GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico 4 o 5 o 6 determinazioni - OGTT (75 g) 5 prelievi			
90.27.2_0	068	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) G6-PDH-Eritrocitaria	cinetico enzimatico	B viola trasparente	
90.27.3_0	337	GONADOTROPINA CORIONICA Prova immunologica di gravidanza [U] - GRAINDEX **	immunocromatografico	U giallo	campione urine del mattino o estemporaneo
90.27.5_2	140	GONADOTROPINA CORIONICA Subunità beta, molecola intera (BETA-HCG) - HCG totale **	ECLIA	P verde	
		GOT (codice 009) vedi ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) 90.09.2_0			
		GPT (codice 0090) vedi ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) 90.04.5_0			
		GRAINDEX o Test immunologico di GRAVIDANZA (codice 337) vedi GONADOTROPINA CORIONICA Prova immunologica di gravidanza [U] 90.27.3_0			
90.65.3_2	CTGF	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D) - Gruppo AB0 e Fattore Rh		B rosa	il prelievo si esegue in tutti gli ambulatori, il test viene eseguito e refertato dal Centro Trasfusionale
		HAV Anticorpi totali (codice 990M) vedi VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI 91.17.1_0			
		HbA1c (Hb glicata o glicosilata) codice 0731 vedi Hb-EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) 90.28.1_0			
ASSHB: 90.66.3_0 90.66.4_0 90.66.5_0	2112	Hb - EMOGLOBINA A2	Assetto Hb	B viola trasparente	► il test Assetto Emoglobinico per essere completo ed esaustivo deve comprendere i tre codici (3 prestazioni distinte, ma concettualmente indisgiuntibili) ASSHB =Assetto emoglobinico: comprende i 3 codici
	2113	Hb - EMOGLOBINA FETALE (dosaggio)			
	2114	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH,...)			
90.28.1_0	0731	Hb - EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)	HPLC	B viola trasparente	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 27 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	HBV ■ Anticorpi vedi VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg, HBcAgIgM, HBeAg, HBsAg, ■ Antigeni vedi VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg, HBsAg ■ Analisi quantitativa HBV-DNA vedi VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI ■ Tipizzazione genomica HBV-DNA o Genotipo HBV vedi ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA (CON REVERSE DOT BLOT [2-10 MUTAZ.])			
	HCG totale (S) (codice 140) vedi GONADOTROPINA CORIONICA Subunità beta, molecola intera 90.27.5_0(BETA-HCG) vedi GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) (BETA-HCG)			
	HCV ■ Anticorpi (test di screening) (codice 998M) vedi VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI 91.19.5_0 ■ Anticorpi (test di conferma) vedi VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) ■ Analisi quantitativa HCV-RNA vedi VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCVRNA ■ Tipizzazione genomica HCV-RNA vedi VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA			
91.31.1	DM0874 HEV IgG		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
91.31.1	DM0875 HEV IgM		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
	HDV Ab – Epatite Delta (codice 969) vedi VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI 91.20.3_0			
90.94.4_0	421 HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.) - IgG	CLIA	S trasparente	
	HELICOBACTER PYLORI Antigene nelle Feci (codice 6422) vedi BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA (E.I.A.) – HPSA 90.85.3_7			
	HERPES VIRUS ■ SIMPLEX-HSV vedi VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI ■ VARICELLA ZOSTER- VZV vedi VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG / IgM			
	HFE – Analisi mutazioneper Emocromatosi vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (CON PCR ED IBRID. CON SONDE NON RADIOM.)			
90.5.1_2	HGH HGH - Ormone SOMATOTROPO	CLIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.78.2_0	HLAB1 HLA A I CLASSE (TIPIZZAZIONE)	ISTOCOMPATIBILITA'	P rosa	♦ test eseguito Centro trasfusionale Mestre
90.78.4_0	HLAB2 HLA B I CLASSE (TIPIZZAZIONE)		P rosa	♦ test eseguito Centro trasfusionale Mestre
90.79.1_0	HLAB3 HLA C I CLASSE (TIPIZZAZIONE)		P rosa	♦ test eseguito Centro trasfusionale Mestre
	HIAA urinario (codice 390) vedi ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [dUJ] 90.02.1_0			
	HIV - Virus immunodeficienza acquisita ■ test di screening (codice 487) vedi VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI 91.22.4_0 ■ test di approfondimento: HIV-RNA Analisi Quantitativa (Met. PCR-RT) vedi VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI QUANTITATIVA di RNA (PreviPCR) + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) ■ saggio di conferma: HIV-WesternBlot vedi VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)			
	HP = <i>Helicobacter pylori</i> Antigene nelle Feci (codice 6422) vedi BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA (E.I.A.) – HPSA 90.85.3_7 Anticorpi (codice 421) vedi HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.) IgG 90.94.4_0			
	HPSA – <i>Helicobacter pylori</i> Stool Antigen (Antigene nelle Feci) (codice 6422) vedi BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA (E.I.A.) – HPSA 90.85.3_7			
	HSV Herpes simplex virus – Anticorpi vedi VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI			
91.11.5	HSV1P HERPES VIRUS-TIPO 1 - acidi nucleici	QUANTITATIVO REAL TIME PCR	P madreperla	♦ test eseguito Biologia molecolare Mestre
91.11.5	HSV2P HERPES VIRUS-TIPO 2 - acidi nucleici	QUANTITATIVO REAL TIME PCR	P madreperla	♦ test eseguito Biologia molecolare Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 28 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	H ZV Herpes zoster virus – Anticorpi <i>vedi</i> <i>VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI</i>			
	ID ROSSINDOLACETICO (codice 331) Acido <i>vedi</i> <i>ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [dU]</i> <i>90.02.1_0</i>			
	ID ROSSI-17- PROGESTERONE (codice 805) <i>vedi</i> <i>PROGESTERONE 17 OH</i> <i>90.01.2_0</i>			
	I g (IMMUNOGLOBULINE)(codici 4772, 4771, 4773) <i>vedi</i> <i>IMMUNOGLOBULINE IgA / IgG / IgM</i> <i>90.69.4_7, 90.69.4_6, 90.69.4_5</i>			
<i>90.68.1_2</i>	PALIM <i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ PANNELLO <u>ALIMENTI</u>	EIA -immunoenzimatico EIA -immunoenzimatico	S trasparente S trasparente	albume; arachide; fragola; gambero; grano; granoturco; kiwi; latte intero; mela; merluzzo; nocciola; pomodoro;
<i>90.68.1_3</i>	<i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ PANNELLO <u>INALANTI</u>			<i>alternaria alternata</i> ; betulla; <i>dermatophagoides f.e pt.</i> ; erba canina; erba dei muri; forfora ed epitelio di gatto; forfora di cane; gramigna dei prati; lanciuela; nocciolo; olivo;
<i>90.68.1_4</i>	<i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ <u>FARMACI</u>			amoxicillina; ampicillina; cefaclor; penicilloyl G e V;
<i>90.68.1_5</i>	<i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ <u>IMENOTTERI</u>			ape; calabrone bianco, europeo e giallo; formica; giallone; vespa
<i>90.68.1_8</i>	<i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ PANNELLO <u>APERTO (12 ALLERGENI)</u>			PMIST : Profilo di Laboratorio che comprende : latte intero, albume, merluzzo, nocciola, arachide, <i>parietaria j.</i> , <i>alternaria</i> , betulla, erba canina, gramigna, <i>dermatoph pteron.</i> , coda di topo; <u>singoli allergeni</u> , in alternativa o aggiunta a quelli dei pannelli predefiniti vanno <u>specificati nel quesito clinico</u> : <i>lista completoa degli allergeni è riportata in appendice al presente elenco;</i>
<i>90.68.1_7</i>	<i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ PANNELLO <u>PEDIATRICO</u>			arachide; albume; <i>alternaria alternata</i> ; α-lattoalbumina; β-lattoglobulina; caseina; <i>dermatophagoides f.</i> ; forfora ed epitelio di gatto; grano; merluzzo; semi soia; nGald1 <i>ovomucoid egg</i> ;
<i>90.68.1_6</i>	<i>I</i> gE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST) – ▪ <u>PROFESSIONALI</u>			amilasi; lattice ricombinanti: k221, rhev b11, rhev b6.02, rhev b6.01, rhev b5, (!temporaneamente sospeso!) ; rhev b3;
<i>90.68.3_0</i>	149 <i>I</i> gE TOTALI - PRIST	CLIA	S trasparente	
<i>90.40.7_0</i>	IGF1 <i>I</i> GF1 - SOMATOMEDINA	CLIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
	IMMUNOFENOTIPO <i>vedi</i> <i>MARKER DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE</i>			
	IMMUNOFISSAZIONE ■ sierica (codice482) <i>vedi</i> <i>TIPIZZAZIONE delle COMPONENTI MONOCLONALI (S)</i> <i>90.69.2_2</i> ■ urinaria (codice 483) <i>vedi</i> <i>PROTEINURIA BENCE-JONES</i> <i>90.69.2_</i>			
<i>90.69.3_0</i>	189 <i>I</i> MMUNOGLOBULINE DI SUPERFICIE LINFOCITARIA (SMIG)	citofluorimetria	B viola trasparente	► associare a emocromo
<i>90.69.4_7</i>	4772 475 <i>I</i> MMUNOGLOBULINE IgA [S] ▪ IgA Pediatriche (S)	nefelometria	S ocra	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 29 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.69.4_6	4771	IMMUNOGLOBULINE IgG [S]			
90.69.4_5	4773 476	IMMUNOGLOBULINE IgM [S] • IgM Pediatriche (S)			
		Immunoglobuline IgE vedi IgE TOTALI e/o IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE (elenco completo RAST in appendice al presente elenco)			
90.28.4_2	43	IMMUNOGLOBULINE LEGGERE KAPPA e LAMBDA [S] Catene leggere (Kappa e Lambda) sieriche - dosaggio	nefelometria	S ocra	
90.28.4_3	325	IMMUNOGLOBULINE: CATENE K e LAMBDA [U] Catene leggere nelle urine - dosaggio		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccolgere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi; ► informativa ML_PO_00_02_ALL02 ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
	DM 89932	INFLUENZA A virus -anticorpi vedi VIRUS INFLUENZALE TIPO A		A tampone dedicato	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
	DM 89933	INFLUENZA B virus -anticorpi vedi VIRUS INFLUENZALE TIPO B		A tampone dedicato	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
		INIBITORE -C1 ESTERASI (codice 474) vedi COMPLEMENTO C1 INIBITORE 90.60.1_0			
		INR - Rapporto protrombinico (codice 224) vedi TEMPO di PROTROMBINA 90.75.4_0			
90.29.1_2	1400	INSULINA [S] - Insulinemia	ECLIA	S trasparente	♦
		INSULINA dopo carico orale di glucosio (INSULINEMIA FRAZIONATA o Curva Insulinemica) vedi CURVA INSULINICA			
		INSULA PANCREATICA (vedi ANTICORPI Anti INSULA PANCREATICA)			
		IPPURATO (codice 319) vedi ACIDO IPPURICO 90.02.4_0			
		Jo1 Ab (codice 4946) vedi ANTICORPI ANTI JO1 90.47.7_0			
		K , Kaliemia, Kaliuria (codici 034 - 311) vedi POTASSIO (S) 90.37.4_2 e (U)24H 90.37.4_3			
		LAC (codici 2430+2430x) vedi ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV Test e ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTT Like Test (APTT-LA, SCT, KCT,...) 90.46.5_2 + 90.46.90.20			
90.77.3	DM0403	INTERFERONE		provetta dedicata solo pz interni	♦Test eseguito nel lab. Azienda ospedaliera PD
90.70.2_7	IL6	INTERLEUCHINA	CLIA	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Mestre
90.20.7_63	8012 (LACO)	LACOSAMIDE	HPLC-MS	S marrone	eseguire il prelievo - la mattina prima dell'assunzione del farmaco - dopo um periodo di terapia sufficiente a raggiungere l'equilibrio del farmaco (secondo indicazione del medico) ♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 30 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.20.7_3	LMT	LAMOTRIGINA NTR2	HPLC-MS	S marrone	eeguire il prelievo - la mattina prima dell'assunzione del farmaco - dopo um periodo di terapia sufficiente a raggiungere l'equilibrio del farmaco (secondo indicazione del medico) ♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia
90.29.2_2	016	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S] LDH **	lattato→piruvato (IFCC)	P verde	
		LATTATO ematico (codice 066) vedi ACIDO LATTICO 90.02.5_2			
		LCS – Liquido cerebro-spinale (Liquor) ■ Esame chimico-fisico e microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI-ES.CHIMICO-FISICO E MICRO Liquido CEFALO-RACHIDIANO ■ Esame batteriologico vedi ESAME COLTURALE Liquido CEFALO-RACHIDIANO (LIQUOR) ed eventualmente MICOBATTERI ESAME COLTURALE			
		LDH (codice 016) vedi LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S] 90.29.2_2			
90.95.5_6	6426	LEGIONELLA ANTIGENI RICERCA DIRETTA - URINE Legionella Pneumohila ricerca Ag	immunocromatografia	U contenitore sterile	♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.95.2_2	4321	LEGIONELLE ANTICORPI IgG (EIA) - (Legionella pneumophila)	EIA	S trasparente	
90.95.2_3	4322	LEGIONELLE ANTICORPI IgM (EIA) - (Legionella pneumophila)			
		Leiden, Fattore V- mutazione genica (codice 9721) vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) 91.29.4_0 + 91.36.5_0			
90.96.3_3	DM 89922	LEPTOSPIRA sp. IgM (anticorpi anti)		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.96.3_2	DM 89923	LEPTOSPIRA sp. IgG(anticorpi anti)		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
90.70.5_3	203	LEUCOCITI Conteggio (Liq.biologico)- Leucometria su *	citometria	B viola trasparente	► specificare il tipo di liquido (ascitico, peritoneale, pleurico, altro...)
90.20.7_10	802 (KEPP)	LEVETIRACETAM (Kepra)	HPLC-MS (mg/L)	S marrone	♦ test eseguito laboratorio analisi Venezia eguire il prelievo - la mattina prima dell'assunzione del farmaco - dopo um periodo di terapia sufficiente a raggiungere l'equilibrio del farmaco (secondo indicazione del medico)
		LH (codice 129) vedi LUTEOTROPINA (LH) [S] 90.32.3_2			
90.30.2_2	074	LIPASI [S] **	enzimatico colorimetrico	P verde	
90.30.3_0	DM 0301	LIPOPROTEINA A (a)	nefelometria	S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Mestre
90.30.4_2	505	LIQUIDI da VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO	immunochimico microscopico	A contenitore sterile	specificare il tipo di campione (note / quesito clinico)
90.30.4_2	520	▪ BAL			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 31 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note	
90.30.4_3	505	▪ Liquido AMNIOTICO	immunochimico microscopico		specificare il tipo di campione (note / quesito clinico)	
90.30.4_13	505	▪ Liquido ASCITICO			“	
90.30.4_14	505	▪ Liquido BILIARE			“	
90.30.4_4	500	▪ Liquido CEFALO-RACHIDIANO LIQUOR-LCS **		Liquor	provette sterili (3)	numerare le provette secondo l'ordine di riempimento
90.30.4_5	505	▪ Liquido DIALISI		A contenitore sterile		specificare il tipo di campione (note / quesito clinico)
90.30.4_6	505	▪ Liquido DIALISI PERITONEALE				
90.30.4_7	505	▪ Liquido DIGIUNALE				
90.30.4_8	505	▪ Liquido DRENAGGIO				
90.30.4_9	505	▪ Liquido DUODENALE				
90.30.4_10	507	▪ Liquido PERICARDICO				
90.30.4_11	505	▪ Liquido PERITONEALE				
90.30.4_12	506	▪ Liquido PLEURICO				
		LIQUIDO ARTICOLARE ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO ■ Esame batteriologico LSINOV : ESAME CULTURALE + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ■ Ricerca MICOBATTERI BKSINOV (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSC.+ MICOBATTERI ES. CULTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. CULTURALE Metodo radiometrico e non ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio				
		LIQUIDO ASCITICO vedi ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido ASCITICO ■ Esame batteriologico LASCIT: ESAME CULTURALE Liquido ASCITICO + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ■ Ricerca MICOBATTERI BKASCIT (3 codici)- MICOBATTERI in CAMP. BIOLOGICI RICERCA MICROSC.+ MICOBATTERI ESAME CULTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. CULTURALE Metodo radiometrico e non ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio				
LIQUOR		LIQUIDO CEFALO-RACHIDIANO o LIQUOR ■ Esame chimico-fisico e microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI-ES.CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO ■ Esame batteriologico (614) vedi ESAME CULTURALE Liquido CEFALO-RACHIDIANO (LIQUOR) ► AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA LIQUOR comprende i 2 codici: BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Liquido Cefalo-rachidiano + ESAME CULTURALE Liquido Cefalo-rachidiano				
		LIQUIDO PLEURICO ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido PLEURICO ■ Esame batteriologico LPLEU : ESAME CULTURALE Liquido PLEURICO + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ■ Ricerca MICOBATTERI BKPLEU (3 codici)-MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RIC.MICROSCOPICA, MICOBATTERI ES. CULTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. CULTURALE Metodo radiometrico e non ■ Ricerca MICETI vedi MICETI ESAME CULTURALE ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio				
		LIQUIDO PERICARDICO ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido PERICARDICO ■ Esame batteriologico vedi ESAME CULTURALE Liquido PERICARDICO ■ Ricerca MICOBATTERI (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA MICOBATTERI ESAME CULTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLT. Metodo radiometrico e non ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio				

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-ISO 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 32 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi			Metodo analitico	Campione / contenitore	Note	
		LIQUIDO PERITONEALE ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido PERITONEALE ■ Esame batteriologico vedi ESAME CULTURALE Liquido PERITONEALE ■ Ricerca MICOBATTERI BKPERIT (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSC.+ MICOBATTERI ESAME CULTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLT. Metodo radiometrico e non ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio					
		LIQUIDO SEMINALE ■ Esame morfofunzionale vedi LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] e TEST DI VITALITA' ■ Esame batteriologico vedi ESAME CULTURALE- Liquido SEMINALE					
90.31.6_0	5110	LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] Esame morfofunzionale	camera di Makler	A contenitore sterile	► solo nella sede di Mestre contattare il Laboratorio, anche telefonicamente, per informazioni e istruzioni		
90.31.7_0	5112	LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] TEST DI VITALITA'					
90.32.1_0	509	LIQUIDO SINOVIALE (Liquido ARTICOLARE) ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO	enzimatico colorimetrico	A contenitore sterile			
		LIQUOR ■ Esame chimico-fisico e microscopico vedi LIQUIDI DA VERSAMENTI ES.CHIMICO-FISICO E MICRO ■ Esame batteriologico ► AN. MICROBIOLOGICA COMPLETA LIQUOR comprende BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Liquido Cefalo-rachidiano + ESAME CULTURALE Liquido Cefalo-rachidiano					
90.32.2_0	041	LITIO [P] - Litiemia o Li **	colorimetrico	S ocra			
		LKMA (codice 4978) vedi ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI e RENALI (LKMA) 90.51.5_0					
		LUPUS ANTICOAGULANTE (codici 2430+2430x) vedi ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV Test e ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTT Like Test (APTT-LA, SCT, KCT,...) 90.46.5_2 + 90.46.5_3					
90.32.3_2	129	LUTEOTROPINA (LH) [S] - Ormone luteostimolante - LH	ECLIA	P verde			
90.32.5_2	040	MAGNESIO TOTALE [S] - Magnesiemia – Mg **	colorimetrico	P verde			
90.32.5_5	342	MAGNESIO TOTALE [U] 24H - Magnesio nelle urine 24H		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi; ► informativa ML_PO_00_02 ALL02 ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico		
		MALARIA - ricerca parassiti (codice 209)vedi PLASMODI della MALARIA nel SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (Giemsa) 91.055_0					
91.47.A_2	Per codici singoli CD vedi colonne a destra	MARKER DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE patologia tumorale (sospetto tumore primitivo emolinfoproliferativo o sospetta celiachia) Per ciascun marcatore/anticorpo		citofluorimetria	B viola trasparente	► 1 CD = 1 prestazione ► inserire un codice 91.47.A_2 per ogni singola determinazione di CD ► specificare il CD richiesto nel campo quesito diagnostico ► associare sempre a emocromo (codice 90.62.2_2) OPPURE	
		189 SMIG	184 CD 11c				1930 CD 33
		1893 TCR (Tcell receptor) γ / δ	1881 CD 13				1923 CD 34
		1891-1892 catene k / λ superficie	1882 CD 14				190 CD 38
		182 CD 2	1883 CD 15				1796 CD 45

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 33 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi			Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
		1799 CD 3 (T totali)	192 CD 16	1924 CD 43		per prescrivere “Tipizzazione linfocitaria base” inserire accorpamento TIPLB (vedi casella sottostante): senza necessità di specificare i singoli CD nel quesito clinico si potranno indicare come di consueto le note clinico-anamnestiche utili al laboratorista per l’interpretazione dei dati ottenuti CD evidenziati in giallo hanno codice CVP dedicato (indicato tra parentesi) Per la tipizzazione linfocitaria di base occorre inserire il codice 91.47.A_2 per 8 volte
		1803 CD 3 HLA-DR	186 CD 19	1926 CD 56		
		1801 CD 4 (helper)	1861 CD 20	193 CD 57		
		185 CD 5	1921 CD 22	195 CD 59 (91.57.2_0)		
		183 CD 7	1922 CD 23	194 CD 103		
		1802 CD 8 suppress. / citotoss.	197 CD 25	1931 CD 117		
		188 CD 10	1831 CD 26	1902 CD 138		
				1901 FMC 7		
	MDMA (U) vedi DROGHE D'ABUSO					
	MDR vedi ESAME CULTURALE – per SORVEGLIANZA GERMI MULTIRESISTENTI (MDR) E KPC PRODUTTORI					
	MEMBRANA BASALE GLOMERULARE - Anticorpi (codice 4973) vedi ANTICORPI ANTI MEMB. BASALE GLOMERULARE (AGMB) 90.52.5_3					
	METADONE (U) vedi DROGHE D'ABUSO					
	Mg (codice 040 - 342)vedi MAGNESIO TOTALE(S) 90.32.5_2 - MAGNESIO TOTALE(U)24H 90.32.5_5					
90.97.2_0	4353	MICETI ANTICORPI (D.I.D.) Aspergillo anticorpi-RID test		RID	S trasparente	
		MICETI ESAME CULTURALE – Miceti e Dermatofiti		coltura	A tampone o scraping	▶ prelievi ambulatoriali squame cutanee, ungueali e cuoio capelluto solo nelle sedi di Dolo e Mirano; salvo diversa indicazione del medico, evitare terapie antibiotiche / antimicotiche(anche locali) nei 5 giorni precedenti l'esame NB: Espettorato: raccogliere secrezione tracheo-bronchiale profonda (non saliva!) “Materiale vario” : specificare nella richiesta il tipo di campione ♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.98.4_35	6800	Aspirato BRONCHIALE				
90.98.4_36	6800	CAVITA' ORALE				
90.98.4_9	6804	ESPETTORATO				
90.98.4_17	6800	Materiale BIOPTICO				
90.98.4_34	6800	NAS – Materiale vario				
90.98.4_20	6800	PUS				
90.98.4_21	6801	Squame CAPELLI – Cuoio capelluto				
90.98.4_22	6802	Squame CUTE				
90.98.4_23	680	Squame UNGUEALI				
91.11.5	DM 0854	MICOBATTERI – BK virus- DNA Sangue		PCR	P bianco K2EDTA	♦ test inviato al laboratorio di Padova
91.11.5	DM 85400	MICOBATTERI - BK virus- DNA Urine		PCR	U urine in ghiaccio	♦ test inviato al laboratorio di Padova
		MICOBATTERI ESAME CULTURALE Metodo radiometrico e non -		coltura in terreno liquido	A contenitore sterile	per ricerca Micobatteri inserire sempre i 3 codici corrispondenti a : ✓ MICOBATTERI ESAME CULTURALE Metodo radiometrico e non ✓ MICOBATTERI ESAME CULTURALE in TERRENO SOLIDO ✓ MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA
91.02.2_19	6036	Aspirato BRONCHIALE - Broncoaspirato				

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
91.02.2_11	603	Aspirato GASTRICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_17	603	Aspirato MIDOLLARE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_18	603	BIOPSIA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_2	603	CUTE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_3	6035	ESPETTORATO			raccogliere secrezione tracheo-bronchiale profonda (non saliva!)
					♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_4	603	FECI			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_5	603	Lavaggio BRONCHIALE - BAL			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_12	603	LINFONODO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_14	603	Liquido ASCITICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_13	603	Liquido CEFALO-RACHIDIANO – LIQUOR			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_10_	6016	Liquido PERICARDICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_16	6111	Liquido PERITONEALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_15	6039	Liquido PLEURICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_6	603	Liquido SINOVIALE - Articolare			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_10	603	NAS – Materiale VARIO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_7	603	PUS			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_8	603	SANGUE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.2_9	6037	URINE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
		MICOBATTERI ESAME COLTURALE in TERRENO SOLIDO - Coltura in terreno solido			per ricerca Micobatteri inserire sempre i 3 codici corrispondenti a : ✓ MICOBATTERI ESAME COLTURALE Metodo radiometrico e non ✓ MICOBATTERI ESAME COLTURALE in TERRENO SOLIDO ✓ MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA
91.02.3_2	60360	Aspirato BRONCHIALE - Broncoaspirato			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_3	60300	Aspirato GASTRICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_19	60300	Aspirato MIDOLLARE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_20	60300	BIOPSIA			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_8	60300	CUTE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_5	60350	ESPETTORATO			raccogliere secrezione tracheo-bronchiale profonda (non saliva!)
91.02.3_15	60300	FECI			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_21	60300	Lavaggio BRONCHIALE - BAL			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_18	60300	LINFONODO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_14	6240	Liquido ASCITICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_13	60300	Liquido CEFALO-RACHIDIANO - LIQUOR			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_17	6017	Liquido PERCARDICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
		MICOBATTERI ESAME COLTURALE continua....			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	continua.... <i>MICOBATTERI ES. COLTURALE in TERRENO SOLIDO</i>			
91.02.3_12	61110 Liquido PERITONEALE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_11	60390 Liquido PLEURICO			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_10	60300 Liquido SINOVALE - Articolare			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_17	60300 NAS – Materiale VARIO			specificare nella richiesta il tipo di materiale
91.02.3_9	60300 PUS			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_22	60300 SANGUE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.02.3_16	60370 URINE			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
	<i>MICOBATTERI RICERCA MICROSCOPICA</i>			
91.02.4_3	6031 Aspirato BRONCHIALE - Broncoaspirato	microscopia	A	
91.02.4_7	6030 ESPETTORATO			raccogliere secrezione tracheo-bronchiale profonda (non saliva!)
91.02.4_13	623 Liquido ASCITICO			
91.02.4_20	6017 Liquido PERICARDICO			
91.02.4_15	6110 Liquido PERITONEALE			
91.02.4_16	6038 Liquido PLEURICO	microscopia	A	
91.02.4_17	6033 Liquido SINOVALE (Articolare)			
91.02.4_20	6033 NAS – Materiale VARIO			specificare nella richiesta il tipo di materiale
91.02.4_18	6033 SANGUE			
91.02.4_19	6032 URINE			
91.02.5_2	453 <i>MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (IgG)</i>	EIA	S trasparente	
91.02.5_3	454 <i>MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (IgM)</i>			
90.83.4_9	9120 <i>MICOPLASMI / UREAPLASMI – BATTERI ACIDI NUCLEICI RICERCA QUALITATIVA – NAS –</i> Micoplasmi/ Ureaplasmi DNA - Tampone URETRALE - Micoplasmi/ Ureaplasmi DNA - Tampone VAGINALE - Micoplasmi/ Ureaplasmi DNA - URINE - Micoplasmi/ Ureaplasmi DNA	RT-PCR	A tampone dedicato Copan azzurro	♦ test eseguito Biologia molecolare di Mestre
90.33.4_3	349 <i>MICROALBUMINURIA (ACR- Albumina / Creatinina Ratio) estemporanea early morning per calcolo ACR</i>	turbidimetrico	U contenitore dedicato U giallo	urine fresche della 1° minzione
	MICROSOMI epatici e renali Ab (codice 4978) vedi <i>ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI e RENALI (LKMA) 90.51.5_0</i>			
	MICROSOMI tiroidei Ab (codice 4971) vedi <i>ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASIS (AbTPO) 90.51.4_3</i>			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 36 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	MIELOPERSSIDASI Ab (codice 4977) vedi ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI 90.51.6_0			
90.33.5_2	0200 MIOGLOBINA [S] **	ECLIA	P verde	
	MITOCONDRI Anticorpi (codice 495) vedi ANTICORPI anti MITOCONDRI (AMA) 90.52.1_0			
	MONOTEST (codice 441) vedi VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (Test rapido / monotest) 91.21.3_0			
	MORBILLO Virus Anticorpi vedi VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG / IgM (E.I.A.)			
	MPO (codice 4977) vedi ANTICORPI anti MIELOPEROSSIDASI 90.51.6_0			
	MTHFR - Mutazione genica vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA (CON PCR ED IBRID. CON SONDE NON RADIOM.) + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico...			
	MUSCOLO LISCIO Anticorpi (codice 492) - vedi ANTICORPI anti MUSCOLO LISCIO 90.52.2_0			
	Mutazione genica – vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde non radio marcate + ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA(nucleare o mitocondriale) ...			
	Na , Natriemia, Natriuria (codici 033 e 310)vedi SODIO(S) e (U)24H 90.40.4_2 e 90.40.4_4			
	NASALE Tampone vedi ESAME COLTURALE Tampone NASALE oppure ESAME COLTURALE Tampone NASALE STAFILOCOCCO AUREO EOSINOFILI (Conteggio) Muco nasal			
91.83.4_10	9130	RT-PCR	A tampone dedicato Copan azzurro	► prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lun.-sabato) evitare terapie antibiotiche/ antimicotiche i 5 gg precedenti T.vaginale: no in periodo mestruale, astenersi da rapporti sessuali 24hprima T. uretale: astenersi dalla minzione nelle 3 ore precedenti l'esame ♦ test eseguito Biologia molecolare Mestre
91.04.1_4	6161	colturale	A Tampone dedicato Copan rosa /contenitore sterile	♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.04.3_3	393	HPLC	U 24H raccolta completa ► contenitore + additivo 20cc HCl 6N <u>esterni: consegnare raccolta completa</u> <u>reparti: 2 provette t. gialloschermate</u>	raccogliere tutte le urine emesse in 24 ore, in contenitore schermato dalla luce, con additivo <u>fornito dal Laboratorio</u> ; ♦♦ evitare esercizio fisico intenso e stress prima e durante la raccolta; ► modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL04 ; iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico ♦ Test eseguito nel laboratorio analisi di Venezia
90.18.4_0	NSE	CLIA	S marrone	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi di Mestre
	NUCLEO Anticorpi (codice 494) vedi ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) 90.52.4_0			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 37 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	Numero di Dibucaina (codice 005) vedi COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) 90.14.4_0			
	OCULARE Tampone (codice 651- 652) vedi ESAME COLTURALE Tampone CONGIUNTIVA (OCULARE) DX/SX 90.93.3_22 e 90.93.3_23			
	OGTT vedi GLUCOSIO CURVA DA CARICO o GLUCOSIO Dosaggio seriale dopo carico			
90.34.6_0	027 OMOCISTEINA	enzimatico	P viola trasparente	► prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo e Mirano; inviare il campione al settore analitico subito dopo il prelievo, in ghiaccio
	OPPIACEI (U) vedi DROGHE D'ABUSO			
90.34.7_2	1600 OSMOLALITA' [S] - determinazione diretta	abbassamento punto di congelamento	P verde	
90.34.7_3	321 OSMOLALITA' [U]		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi► modulistica informativa: ML_PO_00_02_ALL02 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
90.35.3_0	362 OSSALATI [U] Ossalati nelle urine o Ossaluria [U]	colorimetria	U 24H giallo campione da urine 24 ore► contenitore + additivo 20cc HCl 6N <u>esterni: consegnare raccolta completa</u>	raccogliere tutte le urine di 24 ore, miscelare, misurare il volume e prelevarne un campione in provetta, indicando diuresi; ► dieta da seguire nelle 48 ore precedenti e durante la raccolta delle urine:evitare assunzione di cipolle, fragole, pomodori, prezzemolo, rabarbaro, spinaci; ► modulistica ML_PO_00_02_ALL05 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico. ♦ Test eseguito nel laboratorio analisi di Venezia
90.20.7_9	OXCA OXCARBAZEPINA NTR2	HPLC-MS	S blu	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi di Venezia
	OSSIURI ricerca (codice 662) - vedi ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA FECI (SCOTCH TEST) 90.93.2_0			
	P ematico e urinario (codice 037 e 313) vedi FOSFATO INORGANICO [S] 90.24.3_2 e FOSFORO [U] 24H 90.24.3_4			
	P-ANCA (codice 49770) vedi ANTICORPI ANTI-CITOPLASMA NEUTROFILI 90.48.2_2			
	 PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE vedi MARKER DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE patologia tumorale (sospetto tumore primitivo emolinfoproliferativo o sospetta celiachia)...			
91.05.4_2	660A PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA PRIMO CAMPIONE - Feci es.parassitologico -1° campione	microscopia	F contenitore con SAF	ritirare presso il Laboratorio il contenitore SAF (con conservante), il questionario e la modulistica informativa ML_PO_00_02_ALL07
91.05.4_3	660B PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA SECONDO CAMPIONE - Feci es.parassitologico - 2° camp.			introdurre nel flaconcino una quantità di feci pari a un'oliva o circa 3 ml
91.05.4_4	660C PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA TERZO CAMPIONE - Feci es.parassitologico - 3° campione			se liquide (seguire attentamente le istruzioni, non superare il livello indicato sull'etichetta); nel caso siano richiesti 3 campioni, si possono conservare i flaconi a temp. ambiente e consegnarli insieme il giorno stesso dell'eventuale prelievo ematico;
91.05.4_5	660 PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (previa concentrazione o arricchimento) - Feci FECI esame parassitologico - campione unico			♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
90.35.5_0	1080 PARATORMONE (PTH) [S]	ECLIA	P verde	♦

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 38 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	PAROTITE Virus Anticorpi <i>vedi</i> VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG / IgM (E.I.A.)			
	PARVOVIRUS B19 Anticorpi <i>vedi</i> VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG / IgM (E.I.A.)			
	PCR (codice 011) <i>vedi</i> PROTEINA C REATTIVA (PCR) 90.72.3_2			
	PEPTIDE-C <i>vedi</i> C PEPTIDE			
90.36.6_0	028 PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE- (NT-proBNP) Pro-BNP (Peptide Natriuretico tipo B)	CLIA	P viola scuro	
	PERICARDICO Liquido ■ Esame chimico-fisico-microscopico <i>vedi</i> LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido PERICARDICO ■ Esame batteriologico <i>vedi</i> ESAME COLTURALE Liquido PERICARDICO ■ Ricerca MICOBATTERI (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA MICOBATTERI ESAME COLTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLT. Metodo radiometrico e non ■ Leucometria <i>vedi</i> LEUCOCITI Conteggio			
	PERITONEALE Liquido ■ Esame chimico-fisico-microscopico <i>vedi</i> LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido PERITONEALE ■ Esame batteriologico <i>vedi</i> ESAME COLTURALE Liquido PERITONEALE ■ Ricerca MICOBATTERI BKPERIT (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSC.+ MICOBATTERI ESAME COLTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLT.Metodo radiometrico e non ■ Leucometria <i>vedi</i> LEUCOCITI Conteggio			
	PEROSSIDASI TIROIDEA Anticorpi (codice 4971) <i>vedi</i> ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO) 90.51.4_3			
	PERTOSSE Anticorpi <i>vedi</i> BORDETELLA ANTICORPI IgG / IgM (E.I.A.)			
	PIASTRINE Anticorpi (codice CTPLT) <i>vedi</i> ANTICORPI anti PIASTRINE 90.53.2_0			
90.71.3_0	2130 PIASTRINE (Conteggio) [Sg]	citometria (sistema ematologico)	B viola trasparente	conteggio piastrine è compreso nell'emocromo “standard”
91.05.5_0	209 PLASMODI della MALARIA nel SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (Giemsa) Ricerca <i>Plasmodium</i> spp. su striscio periferico	microscopia	B viola trasparente	prelevare campioni al picco della puntata febbrile
	PLEURICO Liquido ■ Esame chimico-fisico-microscopico <i>vedi</i> LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO Liquido PLEURICO ■ Esame batteriologico LPLEU : ESAME COLTURALE Liquido PLEURICO + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ■ Ricerca MICOBATTERI BKPLEU (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RIC.MICROSCOPICA, MICOBATTERI ES. COLTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLTURALE Metodo radiometrico e non ■ Ricerca MICETI <i>vedi</i> MICETI ESAME COLTURALE ■ Leucometria <i>vedi</i> LEUCOCITI Conteggio			
90.83.4	DM 88100 PNEUMOCYSTIS JIROCECII su broncoaspirato	RT-PCR	A conten.dedicato sterile	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Padova
	PNEUMOCOCCO Antigene nelle Urine (codice) <i>vedi</i> BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTR ACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA (E.I.A.) - URINE			
90.37.4_2	034 POTASSIO [S] - Potassiemia o Kaliemia- K (P) **	ISE	P verde	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 39 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.37.4_3	311	POTASSIO [U] 24H - Potassiuria o Kaliuria - K (dU)		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevare un campione, indicando diuresi ► modulistica informativa: ML_PO_00_02_ALL02 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
	PRESEP	PRESEPSINA	CLIA	S blu	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.37.5_0	PRIM	PRIMIDONE	HPLC-MS	S blu	♦ test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
		PRIST (codice 149) vedi IgE TOTALI 90.68.3_0			
		PRL (codice 1280) vedi PROLATTINA (PRL) [S] 90.38.2_3			
		ProBNP o Peptide natriuretico tipo B (codice 028) vedi PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE 90.36.6_0			
90.38.Z_0	0111	PROCALCITONINA	ECLIA	P verde	
90.62.2_3	PLTC	PIASTRINE CONTEGGIO IN CITRATO	citometria (sistema ematologico)	P celeste	► prelievi ambulatoriali: solo Dolo e Mirano
		PROFILO PROTEICO (codice 7) vedi PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA) 90.38.4_0			
90.38.1_0	1320	PROGESTERONE [S]	ECLIA	P verde	
90.01.2_0	17 OHP	17 OH- PROGESTERONE	RIA (mcg/L)	S marrone	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.38.2_3	1280	PROLATTINA (PRL) [S]	ECLIA	P verde	♦♦
90.38.2_4	12800	PROLATTINA (PRL) - SECONDO CAMPIONE [S]			
90.38.2_5	12801	PROLATTINA (PRL) - TERZO CAMPIONE [S]			
90.72.2_0	241	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]	reazione cromogenica	P celeste	
	ECP	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI		S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Mestre
90.72.3_2	011	PROTEINA C REATTIVA (PCR) **	immunoturbidimetria	P verde	
91.6R.F_0	DM8053	PROTEINA SIERO AMILOIDE A	immunonefelometrico	S marrone	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
Padova90.72.4_0	242	PROTEINA S LIBERA [P]- Proteina S anticoagulante libera	immunoturbidimetria	P celeste	
		PROTEINASI 3 Anticorpi C-ANCA vedi Anticorpi anti PROTEINASI 3			
90.38.5_2	046	PROTEINE [S] - Proteine seriche [S] - Protidemia **	colorimetrico (biureto)	P verde	
90.38.5_4	323	PROTEINE [U] 24H - Proteine totali - Proteinuria	turbidimetria	U 24H giallo	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevare

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 40 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.69.2_3	483 PROTEINURIA BENCE-JONES Immunofissazione o Immuno elettroforesi urine	immunofissazione gel di agarosio	campione da urine 24 ore	un campione, indicando diuresi ► <i>modulistica informativa:</i> <u>ML_PO_00_02_ALL02</u> iniziare la raccolta la mattina precedente quella dalla raccolta della mattina
90.38.4_0	7 (ETFS SPROT) PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA) PROFILO PROTEICO (Elettroforesi prot. + Proteine totali)	elettroforesi capillare	S ocra + S rosso	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
	PROTROMBINA – ricerca MUTAZIONE (codice 9722) vedi ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA + ESTRAZIONE DI DNA 91.29.4_0 + 91.36.5_0			
	PROTROMBINA TEMPO di (codice 224) vedi TEMPO di PROTROMBINA (PT) 90.75.4_0			
	PSA totale e libero (codici 177 e 1771) vedi ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA), TOTALE E FRAZIONE LIBERA 90.56.5_2 e 90.56.5_3			
	Pseudocolinesterasi (codice 005) vedi COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) 90.14.4_0			
	PT (codice 224) vedi TEMPO di PROTROMBINA 90.75.4_0			
	PTH (codice 1080) vedi PARATORMONE (PTH) [S] 90.35.5_0			
	PTT (codice 226x) vedi TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT) 90.76.1_0			
	PUS - esame colturale (codice 615) ESAME COLTURALE – PUS 90.93.3_9			
90.77.4	DM 0401 Quantiferon (profilo 50)		Provetta dedicata (solo per interni)	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Padova
90.39.4_2	CU RAME [S] - Cupremia - Cu	colorimetrico senza deproteinizzazione	S ocra	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
90.39.4_3	DM 31400 RAME [U] - Cupruria	Assorbimento atomico	U 24H giallo campione da urine 24 ore	♦ test inviato al laboratorio analisi Padova
	RAST vedi IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (RAST)			
	RA Test (codice 006) vedi FATTORE REUMATOIDE 90.64.2_0			
	Reazione di Widal-Wright (codice 606) vedi SALMONELLE e BRUCELLE ANTICORPI (Widal-Wright) 91.07.6_0			
	Rh Fattore vedi GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D)			
90.40.2_2	1120 RENINA [P] - Clinostatismo	CLIA	B viola trasparente	prelievi ambulatoriali solo nelle sedi di Dolo, Mirano, Noale; presentarsi al mattino presto; il test prevede 2 prelievi: ► in <i>clino</i> (paziente sdraiato per 1h) e in <i>orto</i> (paziente eretto da 2h)
90.40.2_3	1121 RENINA [P] – Ortostatismo			
90.77.2_0	243X RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA (APCR) -APC-R	reazione coagulativa	P celeste	
90.74.3_0	2070 RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel) Resistenze osmotiche delle emazie- ROE	spettrofotometria	B viola trasparente	
90.74.5_0	210 RETICOLOCITI	citometria sistema ematologico	B viola trasparente	
	REUMATEST (codice 006) vedi FATTORE REUMATOIDE 90.64.2_0			
	251 RIVAROXABAN dosaggio **	coagulativo (indiretto)	P celeste	

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	4941 RNP70 Ab (codice 4941) vedi ANTICORPI ANTI RNP 90.47.8_0			
	ROE (codice 2070) vedi RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA 90.74.3_0			
	ROSOLIA Virus - Anticorpi IgG-IgM (codice 420-422) vedi VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG e IgM 91.26.4_0 e 91.26.6_0			
	ROTAVIRUS nelle Feci (codice 6250) vedi V. ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A) - CAMP.BIOLOGICI 91.13.4_5			
	RUBEOTEST vedi VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG e IgM			
90.20.7_47	RUFIN RUFINAMIDE NTR2	HPLC-MS	S blu	♦ test eseguito nel laboratorio Venezia
	SALI BILIARI (codice 163) vedi ACIDI BILIARI 90.01.5_0			
91.07.6_0	606 SALMONELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE	coltura	F contenitore standard o fecal swab	contenitore “standard” in vendita in farmacia o fecal swab se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ test eseguito Microbiologia di Mestre
91.08.1_0	406 SALMONELLE e BRUCELLE ANTICORPI (Widal-Wright) Reazione Widal-Wright	agglutinazione	S trasparente	
	SANGUE OCCULTO nelle Feci vedi FECI SANGUE OCCULTO (metodo immunologico)			
	Scl-70 Ab (codice 4945) vedi ANTICORPI ANTI SCL 70 90.47.9_0			
	SCOTCH Test (codice 662) vedi ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIIURI] RICERCA MICROSCOPICA FECI (SCOTCH TEST) 90.93.2_0			
	SEMINALE LIQUIDO ■ Esame morfofunzionale vedi LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] e TEST DI VITALITA' ■ Esame batteriologico vedi ESAME COLTURALE- Liquido SEMINALE			
90.01.2_0	805 SHBG (SEX HORMON BINDING GLOBULIN)	CLIA	S marrone	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
	SIDEREMIA (codice 043) vedi FERRO [S] 90.22.5_0			
	Simmel – test (codice 2070) vedi RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA 90.74.3_0			
	SINOVALE Liquido (o articolare) ■ Esame chimico-fisico-microscopico vedi LIQUIDO SINOVALE ESAME CHIMICO FISICO e MICROSCOPICO ■ Esame batteriologico LSINOV : ESAME COLTURALE + BATTERI RICERCA MICROSCOPICA ■ Ricerca MICOBATTERI BKSINOV (3 codici)- MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSC.+ MICOBATTERI ES. COLTURALE in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI ES. COLTURALE Metodo radiometrico e non ■ Leucometria vedi LEUCOCITI Conteggio			
	SIROLIMUS – dosaggio ematico (codice 3907) vedi Farmaci Droghe e tossici diversi NAS 90.20.7_44			
	Smd Ab (codice 4940) vedi ANTICORPI.ANTI SM (AG SMITH) 90.47.A_0			
90.40.4_2	033 SODIO [S] – Sodiemia o Natriemia – Na **	ISE	P verde	
90.40.4_4	310 SODIO [U] 24 H – Sodiuria o Natriuria		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevare un campione, indicando diuresi► modulistica informativa: ML_PO_00_02_ALL02 iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico
	SPERMIOCOLTURA – esame batteriologico del Liquido seminale (codice 655) vedi ESAME COLTURALE Liquido SEMINALE 90.934_2			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 42 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	SPERMIOGRAMMA (codice 5110-5112) vedi LIQUIDO SEMINALE [SPERMIOGRAMMA] 90.31.6_0 – 90.31.7_0			
	Squame cutanee – esame micologico (codice 6802) vedi MICETI ESAME COLTURALE Squame CUTE 90.98.4_22			
	SS-A (Ro)Ab (codice 4942) vedi ANTICORPI ANTI SSA 90.47.B_0			
	SS-B (La) Ab (codice 4943) vedi ANTICORPI ANTI SSB 90.47.C_0			
91.08.4_0	6052 6053 60530 STREPTOCOCCO AGALACTIAE nel TAMPONE VAGINO-RETTALE ESAME COLTURALE • tampone vaginale per streptococco β-emolitico gr.B • tampone rettale per streptococco β-emolitico gr.B • tampone vagino-rettale per streptococco β-emolitico gr.B	coltura	A Tampone dedicato Copan rosa	► prelievi ambulatoriali solo a Dolo salvo diversa indicazione del medico , evitare terapie antibiotiche/ antimicotiche i 5 giorni precedenti e astenersi dai rapporti sessuali nelle 48h precedent l'esame. ♦ Test eseguito Microbiologia Mestre
90.20.7	STIRI STIRIPENTOLO NTR2	HPLC-MS	S blu scuro	♦ Test eseguito nel laboratorio Venezia o Mestre
91.08.5_0	404 STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI-STREPTOLISINA O [T.AS] ASLO	immunoturbidimetrico	P verde	
	Tacrolimus (FK 506) - dosaggio ematico (codice 3906) vedi Farmaci Droghe e tossici diversi NAS 90.20.7_44			
	T3 (codice 1030) vedi TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) 90.43.3_0 T4 (codici 1020) vedi TIROXINA LIBERA (FT4) 90.42.3_0			
	TAS – Titolo anti-streptolisina (codice 404) vedi STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI-ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.] 91.08.5_0			
	TCDD - Test di COOMBS diretto vedi AUTOANTICORPI anti ERITROCITARI [Test di Coombs diretto]			
	TCI - Test di COOMBS indiretto vedi ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]			
90.08.3_19	DM 80200 TEICOPLANINA	Spettrometria di massa	S marrone	Test eseguito presso laboratorio analisi Padova Il prelievo va eseguito poco prima della somministrazione del farmaco
90.41.6_0	1081 TELOPEPTIDE C-TERMINALE β-Crosslaps (Beta-crosslaps) o Telo peptide CTX	ECLIA	S ocra	
90.75.4_0	224 TEMPO di PROTROMBINA (PT) ** INR rapporto protrombinico	reazione coagulativa	P celeste	
90.75.5_0	232 TEMPO di TROMBINA (TT) **			
90.76.1_0	226X TEMPO di TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT) **			
90.41.2_0	MTHEO TEOFILLINA [SJ] – dosaggio ematico **	immunometrico (KIMS)	S blu	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Venezia Prelievo prima dell’assunzione
90.83.8_2	4130 TEST DI AVIDITA' DELLE IgG ANTI TOXOPLASMA E.I.A.	E.I.A	S trasparente	► eseguibili solo in caso di IgG positive
90.83.8_4	4180 TEST DI AVIDITA' DELLE IgG CITOMEGALOVIRUS E.I.A.			
	Test di COOMBS DIRETTO vedi AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]			
	Test di COOMBS INDIRETTO vedi ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SQG EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 43 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
		Test di Gravidanza (codice 337)vedi GONADOTROPINA CORIONICA Prova immunologica di gravidanza [U] 90.27.3_0			
90.77.2_0	243X	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	reazione coagulativa	P celeste	
90.70.1	DM4010	TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON Ag SPECIFICI		C. dedicato	♦ Test da inviare al laboratorio analisi Padova
90.41.3_0	131	TESTOSTERONE [S]	ECLIA	P verde	
		TETANO - Anticorpi anti-tossina IgG vedi TOSSINA TETANICA ANTICORPI			
		Tg vedi TIREOGLOBULINA (Tg)			
		Tg Ab vedi ANTICORPI anti TIREOGLOBULINA			
		TG (codice 025) vedi TRIGLICERIDI 90.43.2_0			
90.69.2_2	IFS	TIPIZZAZIONE delle COMPONENTI MONOCLONALI (S) Immunofissazione o Immunolettroforesi serica	Immunomigrazione in campo elettrico gel di agarosio	S ocra	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
		Tipizzazione Linfocitaria vedi MARKER DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE patologia tumorale (sospetto tumore primitivo emolinfoproliferativo o sospetta celiachia) Per ciascun marcatore/anticorpo			
TIPLB	0	TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA BASE = 91.47.A_0 (quantità 7) + 90.62.2_0 il codice TIPLB è collegato alle 8 prestazioni suggerite come utili per determinare SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE (Immunofenotipo linfocitario di base): ► emocromo + 7 CD; la valenza di tale prescrizione è di 8 prestazioni			
90.41.5_0	106	TIREOGLOBULINA (Tg)	ECLIA	S ocra	
		TIREOGLOBULINA Anticorpi (codice 4970) vedi ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg): 90.54.4_0			
		Tireoperossidasi anticorpi (codice 4971) vedi ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASIS (AbTPO) 90.51.4_3			
90.42.1_0	104	TIREOTROPINA (TSH) TSH ultrasensibile -ormone tireotropo	ECLIA	P verde	
		Tiroide ▪ dosaggio ormoni vedi TIREOTROPINA , TIROXINA LIBERA , TRIODOTIRONINA LIBERA ▪ autoanticorpi vedi ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) e ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASIS (AbTPO) ,			
90.42.3_0	1020	TIROXINA LIBERA (FT4) T4 Libero o tetraiodotironina	ECLIA	P verde	
90.52.5_12	ABTIR	TIROSINA (Auto Ac.anti)	EIA	S ocra	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.20.7_47	TOPIR	TOPIRAMATO NTR2	HPLC-MS	S blu	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Venezia
91.08.A_0	438	TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI- IgG anti-tossina difterica	EIA	S trasparente	
91.08.B_0	437	TOSSINA TETANICA ANTICORPI- IgG anti-tossina tetanica			
91.09.4_2	412	TOXOPLASMA ANTICORPI IgG	CLIA	S trasparente	
91.09.4_3	413	TOXOPLASMA ANTICORPI IgM			
		TOXOPLASMA Avidity test o Avidita' delle IgG vedi TEST DI AVIDITA' DELLE IgG ANTI TOXOPLASMA E.I.A.			
		TPHA vedi TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (AGGLUTINAZIONE PASSIVA): QUALITATIVO / QUANTITATIVO			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 44 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	TPO Ab – Tireoperossidasi anticorpi (codice 4971) vedi ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) 90.51.4_3			
	Transaminasi vedi ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S] e ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]			
90.42.5_2	0440 TRANSFERRINA [S]	immunoturbidimetrico	P verde	♦♦
	TRANSGLUTAMINASI Anticorpi vedi ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (tTG) (IgA)			
91.11.1_0	007 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) VDRL (RPR)	agglutinazione	S trasparente	
91.10.3_2	409 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (IF) [FTA-ABS] IgG	IF	S trasparente	
91.10.3_3	4090 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (IF) [FTA-ABS] IgM			
91.10.4_0	410 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI - TPHA Qualitativo (Ricerca qualit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA]	CLIA + agglutinazione	S trasparente	per screening
91.10.5_0	410A TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI - TPHA Quantitativo (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA]			prescrivere solo in caso di positività al test di screening
91.04.5_3	60540 TRICHOMONAS IN MATERIALI BIOLOGICI – ES.MACRO-MICRO. <i>Trichomonas vaginalis – ricerca nel secreto vaginale</i>	microscopia	A tampone sterile SENZA terreno di trasporto	<i>prelievi ambulatoriali solo a Dolo (lunedì–sabato)</i> ♦ Test eseguito Microbiologia Mestre
90.43.2_0	025 TRIGLICERIDI	colorimetricoenzimatico	P verde	
90.38.L_0	TRIPT TRIPTASI		S trasparente	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi Mestre
90.43.3_0	1030 TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) T3 libero- triiodotironina	ECLIA	P verde	
90.82.3_0	0204 TROPONINA I,T – Troponina T-HS (ultrasensibile) **	ECLIA	P verde	
	TSH vedi TIREOTROPINA (TSH)			
	TT vedi TEMPO di TROMBINA (TT)			
	tTG = TRANSGLUTAMINASI A vedi ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (tTG) (IgA)			
	ULTRA SCREEN (DUO TEST) Free Beta HCG / PAPP-A / Elaborazione statistica ved DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENAT. SINDROME DOWN E DIFETTI DEL TUBO NEURALE (1°,2° TRIM.)			
	UNGHIE – squame per ricerca Miceti e Dermatofiti vedi MICETI ESAME COLTURALE Squame UNGUEALI			
90.43.5_2	021 ACUR URATO (ACIDO URICO) [S] - Uricemia **	colorimetrico enzimatico	P verde	
90.43.5_4	306 URATO (ACIDO URICO) [U] 24 H - Uricuria		U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi; ► <i>modulistica informativa</i> ML_PO_00_02_ALL02 ; <i>iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico</i>
90.44.1_2	002 UREA [S/P] (AZOTEMIA) - Azoto ureico - Azotemia **		P verde	

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 45 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
90.44.1_3	305	UREA [U] 24 H - Azoto urinario - Azoturia	enzimatico UV (ureasi)	U 24H giallo campione da urine 24 ore	raccogliere tutte urine emesse in 24 h , miscelare, misurare volume, prelevarne un campione, indicando diuresi; ► <i>modulistica informativa</i> ML_PO_00_02_ALL02 ; <i>iniziare la raccolta la mattina precedente quella dell'eventuale prelievo ematico</i>
TURETR		URETRALE – Tampone ■ esame MICROSCOPICO <i>vedi</i> BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone URETRALE ■ esame COLTURALE <i>vedi</i> ESAME COLTURALE Tampone URETRALE ■ ricerca MICOPLASMA/UREAPLASMA <i>vedi</i> MICOPLASMI / UREAPLASMI BATTERI ACIDI NUCLEICI NAS Tampone URETRALE 90.83.4_9 ■ ricerca CLAMIDIA <i>vedi</i> CHLAMYDIA TRACHOMATIS BATTERI ACIDI NUCLEICI NAS Tampone URETRALE 90.83.4_8 ► ANALISI MICROBIOLOGICA COMPLETA T.Uretrale comprende le 2 prestazioni: BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone Uretrale + ESAME COLTURALE Tampone Uretrale			
		URICEMIA <i>vedi</i> URATO [S]			
90.44.3_0	3	URINE ESAME COMPLETO chimico-fisico **	reflettanza-refrattometria es.citoflurimetrico	U verde	campione di urina fresca del mattino (solo mitto intermedio) <i>disponibile modulistica informativa</i> ML_PO_00_02_ALL08
		URINE ■ ricerca ALCOOL (alcoluria): <i>vedi</i> ETANOLO [U] ■ ricerca CLAMYDIA TRACHOMATIS: <i>vedi</i> CHLAMYDIA TRACHOMATIS BATTERI ACIDI NUCLEICI NAS ■ ricerca Antigene LEGIONELLA PNEUMOPHILA: <i>vedi</i> LEGIONELLA ANTIGENI RICERCA DIRETTA - URINE ■ ricerca Antigene PNEUMOCOCCO: <i>vedi</i> Pneumococco ■ ricerca Batteriologica completa (Urocultura): <i>vedi</i> ESAME COLTURALE dell'URINA [URINOCULTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI e LIEVITI PATOGENI ■ rice.MICOBATTERI (3 codici):es. micro. <i>vedi</i> MICOBATTERI in CAMPIONI BIOLOGICI RIC. microsc. + es.colt. <i>vedi</i> MICOBATTERI es colt. in TERRENO SOLIDO + MICOBATTERI es. colt.Metodo radiometrico e non ■ ricerca MICOPLASMI : <i>vedi</i> MICOPLASMI / UREAPLASMI BATTERI ACIDI NUCLEICI NAS ■ ricerca SOSTANZE STUPEFACENTI: <i>vedi</i> DROGHE D'ABUSO			
90.93.6_0	6010	URINOCULTURA Screening microbiologico urina Esame colturale dell'urina	coltura	U contenitore sterile	► campione di urina fresca (solo mitto intermedio) ,in contenitore sterile,dopo accurata disinfezione dei genitali esterni; <i>modulistica informativa</i> ML_PO_00_02_ALL03
91.13.4_2	6490	V. ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A) – CAMP. BIOLOGICI - Feci - Adenovirus Ag	immunocromatografia	F contenitore standard	contenitore “standard” in vendita in farmacia o fecal swab se non possibile consegnare entro 1 ora → conservare in frigorifero (4°-6°C) fino a 24 -48 h ♦ Test eseguito presso Microbiologia Mestre
91.13.4_5	6250	V. ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A) – CAMP. BIOLOGICI - Feci - Adenovirus Ag			
TVAGIN		VAGINALE ■ Esame microscopico (codice 6040) <i>vedi</i> BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone VAGINALE 90.86.4_34 - Tampone ■ Ricerca Micoplasma/Ureaplasma <i>vedi</i> MICOPLASMI / UREAPLASMI BATTERI ACIDI NUCLEICI NAS Tampone VAGINALE 90.83.4_9 ■ Ricerca Clamidia <i>vedi</i> CHLAMYDIA TRACHOMATIS BATTERI ACIDI NUCLEICI NAS Tampone VAGINALE 90.83.4_8 ■ Esame colturale (codice 605) <i>vedi</i> ESAME COLTURALE Tampone VAGINALE 90.93.4_19 - selettivo per Streptococco β-emolitico gr. B <i>vedi</i> STREPTOCOCCO AGALACTIAE nel t. vaginale e/o rettale es. colt.... ► ANALISI MICROBIOLOGICA COMPLETA T.Vaginale comprende le 2 prestazioni: BATTERI RICERCA MICROSCOPICA Tampone Vaginale 90.86.4_34 + ESAME COLTURALE Tampone Vaginale 90.93.4_19			
		VAGINO-RETTALE – Tampone (codice 60530) <i>vedi</i> STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE e/o RETTALE ESAME COLTURALE 91.08.4_0			
		VALPROATO (codice 082) <i>vedi</i> ACIDO VALPROICO 90.03.4_0			
		VANCOMICINA (codice 088) <i>vedi</i> ANTIBIOTICI VANCOMICINA - 90.08.3_3			
		VANILMANDELICO ACIDO (codice 355) <i>vedi</i> ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [dU] 90.03.5_0			

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 46 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
		VARICELLA Virus Anticorpi vedi VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG / IgM			
		VDRL (codice 007) vedi TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) 91.11.1_0			
90.82.5_0	2080	VELOCITA' di SEDIMENTAZIONE delle EMAZIE - VES		B viola trasparente	
		VFG vedi CREATININA CLEARANCE			
91.12.3_2	466	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgG	EIA	S trasparente	
91.12.3_3	4660	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI IgM			
		VIRUS ADENOVIRUS ANTIGENE nelle Feci vedi V. ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A)			
91.14.1_0	417 (4505)	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG (EIA) CMV-IgG (SOLO per espianto : Cytomegalovirus Ab IgG) *	CLIA	S trasparente	* codici prenotabili esclusivamente dai Reparti autorizzati alla procedura per espianto (Rianimazione Dolo e Mirano)
91.14.3_0	418 (4515)	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (EIA) CMV-IgM (SOLO per espianto : Cytomegalovirus Ab IgM) *			
91.11.5	CMVSI	VIRUS CITOMEGALOVIRUS – DNA Sangue Intero	Real-time PCR	B viola trasparente	♦ Test eseguito Biologia molecolare Mestre
91.31.1_32	DM 89913	VIRUS CHIKUNGUYA IgM (Ac-anti)		S marrone	♦ Test da inviare al laboratorio Padova
91.31.1_31	DM 89914	VIRUS CHIKUNGUYA IgG (Ac-anti)		S marrone	♦ Test da inviare al laboratorio Padova
91.12.1		VIRUS INFLUENZA A – RNA resp.superciali		tampone dedicato	♦ Test da inviare al laboratorio Padova
91.12.1		VIRUS INFLUENZA B – RNA resp.superciali		tampone dedicato	♦ Test da inviare al laboratorio Padova
91.17.1_0	990M	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI HAV Ab totali: IgG + IgM	ECLIA	S blu	
91.17.2_0	991M	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgM - HAV Ab : IgM			
		VIRUS EPATITE B [HBV]			
91.17.5_0	994M	▪ Anticorpi HBcAg (Anti-HBcAg)	ECLIA	S blu	
91.18.1_0	995M	▪ Anticorpi HBcAg IgM (Anti-HBcAg IgM)			
91.18.2_0	997M	▪ Anticorpi HBeAg (Anti-HBeAg)			
91.18.3_0	993M	▪ Anticorpi HBsAg (Anti-HBsAg)			test di screening
91.18.4_0	996M	▪ Antigene HBeAg (HBeAg)			
91.18.5_0	992M	▪ Antigene HBsAg (HBsAg)			test di screening
91.17.3_0	HBDNA	VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI (Inclusa estrazione,amplificazione,rivelazione) -Analisi QUANTITATIVA HBV	Real time PCR	B bianco	test di approfondimento ► richiedere solo se POSITIVO test di screening
		VIRUS EPATITE B [HBV] Tipizzazione genomica o GENOTIPO HBV-DNA (Met. RT-PC) vedi ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA (CON REVERSE DOT BLOT [2-10 MUTAZ.]) + ESTRAZIONE DNA			

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
91.19.5_0	998M	VIRUS EPATITE C [HCV] Anticorpi HCVAb (test di screening)	ECLIA	S blu	test di screening
91.20.1_0	999M	VIRUS EPATITE C [HCV] Immunoblotting Saggio di conferma HCV - Test di conferma (Metodo Deciscan HCV Plus)	immunoblotting	S blu	test di approfondimento ► richiedere solo se POSITIVO test di screening ♦ Test eseguito a Biologia molecolare Mestre
91.19.4_0	962	VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA di HCV RNA (Inclusa estrazione,amplificazione,rivelazione) Analisi QUANTITATIVA HCV	Real time PCR	B bianco	test di approfondimento ► richiedere solo se POSITIVO test di screening ♦ Test eseguito a Biologia molecolare Mestre
91.20.2_0	9751	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA (Inclusa estrazione,amplificazione,rivelazione) HCV-RNA Genotipo (secondo Simmonds)	PCR reverse dot blot	B bianco	test di approfondimento ► richiedere solo se POSITIVO test di screening ► associare a 91.36.5_0 ESTRAZIONE DNA (nucleare o mitocondriale) ; ♦ Test eseguito a Biologia molecolare Mestre
91.20.3_0	969	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI Determinazione Anti - HDV (delta)	EIA	S trasparente	
91.21.1_5	435 EAIGG	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI IgG (ANTI VCA)	CLIA	S trasparente	
91.21.1_7	436 EBVM	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI IgM (ANTI VCA)			
91.21.1_8	EBNAG	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV EBNA] ANTICORPI IgM 91.21.1_8	CLIA	S trasparente	
91.21.3_0	441	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (Test rapido / monotest) MONOTEST (test rapido x EBV)	immunocromatografico	S trasparente	
91.11.5	EBVSI	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV DNA Sangue Intero]	Real-time PCR	B viola trasparente	♦ Test eseguito Biologia molecolare Mestre
91.22.1_2	424	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1- 2 IgG) HSV I-2 IgG ANTICORPI	CLIA	S trasparente	
91.22.1_5	426	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1- 2 IgM) HSV I-2 IgM ANTICORPI		S trasparente	
91.22.1_4	427	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 2 IgG) HSV-2 IgG ANTICORPI	CLIA	S trasparente	
91.22.3_0	964	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (Previa PCR) HIV-RNA Analisi Quantitativa (Met. PCR-RT)	PCR-RT (real time)	B bianco	test di approfondimento ► richiedere solo se POSITIVO test di screening compilare e firmare il modulo di consenso PG CINF00001 M02 ► associare sempre il codice 91.36.5_0 ESTRAZIONE di DNA o di RNA (nucleare o mitocondriale)... ♦ Test eseguito Biologia molecolare Mestre
91.22.4_0	487	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI HIV test (HIV COMBI: anticorpi anti-HIV 1 e 2 + antigene p24 HIV1)	ECLIA	P verde	test di screening compilare e firmare il modulo di consenso (PG CINF00001 M02)

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 48 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
91.23.1_0	4870	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] - ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)-HIV-WESTERN BLOT	immunoblotting	S trasparente	test di approfondimento ► solo se POSITIVO test di screening compilare e firmare il modulo di consenso (PG_CINF00001_M02)
91.13.1_8	461	VIRUS INFLUENZALE TIPO A - IgG	EIA	S trasparente	
91.13.1_9	4610	VIRUS INFLUENZALE TIPO A - IgM			
91.13.1_10	463	VIRUS INFLUENZALE TIPO B - IgG			
91.13.1_11	4630	VIRUS INFLUENZALE TIPO B - IgM			
91.24.3_2	4526	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG (E.I.A.)	CLIA	S trasparente	
91.24.3_3	45260	VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgM (E.I.A.)			
91.25.1_2	4525	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG (E.I.A.)	CLIA	S trasparente	
91.25.1_3	45250	VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgM (E.I.A.)			
91.25.4_3	4327	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG (E.I.A.)	CLIA	S trasparente	
91.25.4_4	4326	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgM (E.I.A.)			
91.26.4_0	420	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	CLIA	S trasparente	
91.26.6_0	422	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.)			
91.25.5_3	DM0865	VIRUS RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG (AC anti)			◆ Test da inviare al laboratorio analisi Padova
		VIRUS ROTAVIRUS ANTIGENE nelle Feci vedi V. ROTAVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA (E.I.A)			
91.27.1_2	433	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG (E.I.A.)	CLIA	S trasparente	
91.27.1_3	434	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgM (E.I.A.)			
91.11.5	VZVPL	VIRUS VARICELLA ZOSTER DNA PLASMA	PCR	B bianco	◆ Test eseguito in Biologia molecolare di Mestre
		VITAMINA B12 (codice 222) vedi COBALAMINA (VIT. B12) [S] 90.13.5_0			
90.44.5_3	0290	VITAMINA D - Vitamina D totale	ECLIA	P verde	
		VMA (acido vanilmandelico) vedi ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [dU]			
TVULV	6003+ 60500	VULVARE Tampone vedi ESAME CULTURALE Tampone VULVARE► ANALISI MICROBIOLOGICA COMPLETA T.Vulvare comprende le 2 prestazioni: BATTERI RICERCA MICROSCOPICA + ESAME CULTURALE			
		VZV – Varicella–zoster virus Anticorpi vedi VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG / IgM			
		WESTERNBLOT - per HIV vedi VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING - per HCV vedi VIRUS EPATITE C [HCV] Immunoblotting (Saggio di conferma)			
91.13.1_29	WVVG	Anti WEST-NILE IgG	FEIA	S marrone	◆ Test eseguito nel laboratorio analisi di Mestre

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 49 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
91.13.1_30	WNVM	Anti WEST-NILE IgM	FEIA	S marrone	♦ Test eseguito nel laboratorio analisi di Mestre
		WIDAL- WRIGHT Reazione (codice 406) vedi SALMONELLE e BRUCELLE ANTICORPI (Widal-Wright) 91.08.1_0			
91.27.5_0	6006	YERSINIA NELLE FECI ESAME CULTURALE	coltura	F contenitore standard o fecal swabs	♦ Test eseguito in Microbiologia Mestre

Appendice : elenco allergeni					
CODICE LAB	SIGLA	Nome comune (in ordine alfabetico) – Nome scientifico	Metodo analitico	Campione / contenitore	CATEGORIA
750	D70	ACARUS SIRO		S trasparente	ACARI
741	F47	AGLIO (Allium sativum)		S trasparente	ALIMENTI
	F237	ALBICOCCA		S trasparente	ALIMENTI
730	F1	ALBUME		S trasparente	ALIMENTI
781	K87	ALFA AMILASI		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI
7310	F76	ALFA-LATTOALBUMINA		S trasparente	ALIMENTI
729	M6	ALTERNARIA ALTERNATA		S trasparente	MUFFE
7200	W14	AMARANTO (Amaranthus retroflexus)		S trasparente	ERBE
710	W2	AMBROSIA OCCIDENTALE (Ambrosia psilostachya)		S trasparente	ERBE
	AC5	AMPICILLINA		S trasparente	FARMACI
7852	AC6	AMOXICILLINA		S trasparente	FARMACI
	F210	ANANAS		S trasparente	ALIMENTI
	G1	ANTHOXANTHUM ODORATU		S trasparente	GRAMINACEE
783	P4	ANISAKIS		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI
770	I1	APE (Apis mellifera)		S trasparente	INSETTI
7345	F13	Arachidi ARACHIDE (Arachis hypogaeae)		S trasparente	ALIMENTI
	F304	ARAGOSTA		S trasparente	ALIMENTI
7400	F33	ARANCIA (Citrus sinensis)		S trasparente	ALIMENTI
709	W1	ARTEMISIIFOLIA (Ambrosia elatior)		S trasparente	ERBE
727	M3	ASPERGILLUS FUMIGATUS		S trasparente	MUFFE
712	W5	ASSENZIO (Artemisia absinthium)		S trasparente	ERBE

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
SIGLA	Nome comu	Metodo analitico	Campione / contenitore	CATEGORIA	
713	W6	ASSENZIO SELVATICO (Artemisia vulgaris)		S trasparente	ERBE
	F7	AVENA		S trasparente	GRAMINACEE
708	G13	BAMBAGIONA (Holcus lanatus)		S trasparente	GRAMINACEE
7403	F 92	BANANA (Musa spp.)		S trasparente	ALIMENTI
7878	G 216	nCyn d1 BERMUDA grass		S trasparente	ERBE
7311	F 77	BETA-LATTOGLOBULINA		S trasparente	ALIMENTI
7212	T 3	BETULLA (Betulla verrucosa)		S trasparente	ALBERI
7451	F93	CACAO (Theobroma cacao)		S trasparente	ALIMENTI
771	I2	CALABRONE BIANCO (Dolichovespula maculata)		S trasparente	INSETTI
779	I 75	CALABRONE EUROPEO (Vespa crabro)		S trasparente	INSETTI
774	I5	CALABRONE GIALLO (Dolichovespula arenaria)		S trasparente	INSETTI
728	M 5	CANDIDA ALBICANS		S trasparente	MUFFE
7370	F 27	CARNE di BUE (Bos spp.)		S trasparente	ALIMENTI
737	F26	CARNE di MAIALE (Sus spp.)		S trasparente	ALIMENTI
745	F 83	CARNE di POLLO (Gallus spp.)		S trasparente	ALIMENTI
738	F 31	CAROTA (Daucus carota)		S trasparente	ALIMENTI
7245	T 209	CARPINO BIANCO (Carpinus betula)		S trasparente	ALBERI
7412	F 296	CARRUBA (Ceratonia siliqua)		S trasparente	ALIMENTI
7312	F78	CASEINA		S trasparente	ALIMENTI
	F299	CASTAGNA		S trasparente	ALIMENTI
7853	C 7	CEFACLOR		S trasparente	FARMACI
	F242	CILIEGIA		S trasparente	ALIMENTI
742	F 48	CIPOLLA (Allium cepa)		S trasparente	ALIMENTI
7246	T 23	CIPRESSO mediterraneo (Cupressus sempervirens)		S trasparente	ALBERI
726	M 2	CLADOSPORIUM HERBARUM		S trasparente	MUFFE
705	G 6	CODA di TOPO (Phleum pratense)		S trasparente	GRAMINACEE
7878	G216	Cyn d1 – Bermuda grass		S trasparente	ERBE
715	W 8	DENTE di LEONE (Taraxacum vulgare)		S trasparente	ERBE
748	D2	Derma. Farinae DERMATOPHAGOIDES FARINAE		S trasparente	ACARI

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano		ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI		Rev. 11 del 12/04/23
			Pag. 51 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
747	D1	Derma. Pteronyss. DERMATOPHAGOIDES PTERONISSIMUS		S trasparente	ACARI
759	E2	EPITELIO di CANE		S trasparente	EPITELI
763	E82	EPITELIO di CONIGLIO		S trasparente	EPITELI
702	G 2	ERBA CANINA (Cynodon dactylon)		S trasparente	GRAMINACEE
W	w 21	ERBA dei MURI (Parietaria judaica)		S trasparente	ERBE
703	G 3	ERBA MAZZOLINA (Dactilis glomerata)		S trasparente	GRAMINACEE
719	W 19	ERBA VETRIOLA (Parietaria officinalis)		S trasparente	ERBE
7242	T 5	FAGGIO AMERICANO (Fagus grandifolia)		S trasparente	ALBERI
7347	F15	FAGIOLI BIANCHI (Phaseolus vulgaris)		S trasparente	ALIMENTI
	F287	FAGIOLI ROSSI		S trasparente	ALIMENTI
	F315	FAGIOLINI VERDI		S trasparente	ALIMENTI
7411	F 276	FINOCCHIO FRESCO (Foeniculum vulgare)		S trasparente	ALIMENTI
761	E5	FORFORA di CANE		S trasparente	EPITELI
762	E 3	FORFORA di CAVALLO		S trasparente	EPITELI
760	E4	FORFORA di VACCA		S trasparente	EPITELI
758	E 1	FORFORA ed EPITELIO di GATTO		S trasparente	EPITELI
776	I 70	FORMICA (Solenopsis invicta)		S trasparente	INSETTI
740	F 44	FRAGOLA (Fragaria vesca)		S trasparente	ALIMENTI
7241	T15	FRASSINO (Fraxinus americana)		S trasparente	ALBERI
	T25	FRASSINO (Fraxinusexcelsior)		S trasparente	ALBERI
	F212	FUNGHI CHAMPIGNON		S trasparente	ALIMENTI
7353	F 24	GAMBERO (Pandalus borealis)		S trasparente	ALIMENTI
772	I3	GIALLONE (Vespula spp.)		S trasparente	INSETTI
	F98	GLIADINA		S trasparente	ALIMENTI
752	D 73	GLICYPHAGUS DOMESTICUS		S trasparente	ACARI
743	F79	GLUTINE		S trasparente	ALIMENTI
7432	F 298	GOMMA ADRAGANTE (Astragalus spp.)		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI
7431	F297	GOMMA ARABICA (Acacia spp.)		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI
7433	F246	GOMMA di GUAR (Cyamopsis tetragonolobus)		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
706	G 8	GRAMIGNA dei PRATI (Poa pratensis)		S trasparente	GRAMINACEE
7352	F23	GRANCHIO COMUNE (Cancer pagurus)		S trasparente	ALIMENTI
733	F 4	GRANO (Triticum aestivum) - alimenti		S trasparente	ALIMENTI
7086	G 15	GRANO (Triticum sativum) - graminacea		S trasparente	GRAMINACEE
7352	F23	GRANCHIO COMUNE (Cancer pagurus)		S trasparente	ALIMENTI
7341	F8	GRANOTURCO (Zea mays) - alimento		S trasparente	ALIMENTI
7244	T 203	IPPOCASTANO (Aesculus ippocastana)		S trasparente	ALBERI
7401	F84	KIWI (Actinidia chinensis)		S trasparente	ALIMENTI
716	W9	LANCIUOLA (Plantago lanceolata)		S trasparente	ERBE
7315	F300	LATTE di CAPRA		S trasparente	ALIMENTI
7316	F325	LATTE di PECORA		S trasparente	ALIMENTI
731	F 2	LATTE INTERO		S trasparente	ALIMENTI
780	K 82	LATTICE		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI
	F235	LENTICCHIA		S trasparente	ALIMENTI
751	D71	LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR		S trasparente	ACARI
7440	F45	LIEVITO (Saccharomyces cerevisiae)		S trasparente	ALIMENTI
704	G 5	LOGLIERELLA (Lolium perenne)		S trasparente	GRAMINACEE
	F314	LUMACA		S trasparente	ALIMENTI
	F324	LUPPOLO		S trasparente	ALIMENTI
7351	F 20	MANDORLE (Amigdalus communis)		S trasparente	ALIMENTI
7402	F91	MANGO (Mangifera indica)		S trasparente	ALIMENTI
714	W7	MARGHERITA dei PRATI (Chrysanthemum leucanthemum)		S trasparente	ERBE
7441	F49	MELA (Malus silvestris)		S trasparente	ALIMENTI
	F287	MELANZANA		S trasparente	ALIMENTI
744	F 87	MELONE (Cucumis melo spp.)		S trasparente	ALIMENTI
	F37	MITILE		S trasparente	ALIMENTI
7454	F 233	n GAL D1 OVOMUCOID EGG		S trasparente	ALIMENTI
	F256	NOCE		S trasparente	ALIMENTI

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 53 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
	F18	NOCE BRASILIANA		S trasparente	ALIMENTI
7348	F17	Nocciole NOCCIOLA (Corylus avellana) - alimento		S trasparente	ALBERI
722	T4	NOCCIOLO (Corylus avellana) - albero		S trasparente	ALIMENTI
	F342	OLIVA		S trasparente	ALIMENTI
7243	T 9	OLIVO (Olea europea)		S trasparente	ALBERI
7211	T2	ONTANO BIANCO (Alnus incana)		S trasparente	ALBERI
734	F6	ORZO (Hordeum vulgare)		S trasparente	ALIMENTI
	F290	OSTRICA		S trasparente	ALIMENTI
7360	F35	PATATA (Solanum tuberosum)		S trasparente	ALIMENTI
758	E 1	Pelo di gatto FORFORA ed EPITELIO di GATTO		S trasparente	EPITELI
725	M 1	PENICILLIUM NOTATUM		S trasparente	MUFFE
785	AC1	PENICILLOYL G		S trasparente	FARMACI
7850	AC2	PENICILLOYL V		S trasparente	FARMACI
7453	F 94	PERA (Pyrus communis)		S trasparente	ALIMENTI
7452	F 95	PESCA (Prunus persica)		S trasparente	ALIMENTI
732	F 3	PESCE MERLUZZO (Gadus morhua)		S trasparente	ALIMENTI
724	T 14	PIOPPA (Populus deltoides)		S trasparente	ALBERI
735	F 12	PISELLI (Pisum sativum)		S trasparente	ALIMENTI
	F203	PISTACCHIO		S trasparente	ALIMENTI
7453	F 94	PERA (Pyrus communis)		S trasparente	ALIMENTI
7452	F95	PESCA (Prunus persica)		S trasparente	ALIMENTI
7879	W234	Pla I1 PLANTAIN		S trasparente	RICOMBINANTI
	I4	POLISTES spp		S trasparente	VELENI
	F59	POLPO		S trasparente	ALIMENTI
746	H 1	POLVERE di CASA		S trasparente	VARI / PROFESSIONALI
736	F25	POMODORO (Solanum lycopersicum)		S trasparente	ALIMENTI
7430	F 86	PREZZEMOLO (Petroselinum crispum)		S trasparente	ALIMENTI
	F255	PRUGNA		S trasparente	ALIMENTI

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 54 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
CODICE LAB	SIGLA	Nome comune (in ordine alfabetico) – Nome scientifico	Metodo analitico	Campione / contenitore	CATEGORIA
7656	F440	n Cor a9 Hazel nut		S trasparente	RIICOMBINANTI
753	D 202	n Der p1 House dust m.		S trasparente	RIICOMBINANTI
754	D 203	n Der p2 House dust m.		S trasparente	RIICOMBINANTI
765	E 220	n Fel d2 Cat serum alb.		S trasparente	RIICOMBINANTI
7658	F232	n Gad d2 Ovoalbumin Egg		S trasparente	RIICOMBINANTI
7454	F 233	n GAL D1 OVOMUCOID EGG		S trasparente	RIICOMBINANTI
7291	M 229	r Alt a 1		S trasparente	RIICOMBINANTI
7650	F443	r Ana o3 Cashew nut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7651	F422	r Ara h1 Peanut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7652	F424	r Ara h3 Peanut		S trasparente	RIICOMBINANTI
	F447	rARA H6		S trasparente	RIICOMBINANTI
7653	F352	r Ara h8 PR-10 Peanut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7654	F427	r Ara h9 LTP Peanut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7876	F423	r Ara h2 Peanut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7864	T215	r BET V 1 (Betula verrucosa)		S trasparente	RIICOMBINANTI
7865	T216	r BET V 2 (Betula verrucosa)		S trasparente	RIICOMBINANTI
7866	T220	r BET V 4 (Betula verrucosa)		S trasparente	RIICOMBINANTI
	F355	rCyp c1		S trasparente	RIICOMBINANTI
7655	F425	r Cor a8 LTP Hazel nut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7657	F439	r Cor a14 Hazel nut		S trasparente	RIICOMBINANTI
	F428	r Cor al ricomb.f428		S trasparente	RIICOMBINANTI
7881	D209	r Der p23		S trasparente	RIICOMBINANTI
764	E 94	r Fel d1 Cat		S trasparente	RIICOMBINANTI
	F431	GLY m5		S trasparente	RIICOMBINANTI
	F432	Gly m6		S trasparente	RIICOMBINANTI
7867	K215	r HEV B 1		S trasparente	RIICOMBINANTI
7868	K217	r HEV B 3		S trasparente	RIICOMBINANTI

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 55 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
CODICE LAB	SIGLA	Nome comune (in ordine alfabetico) – Nome scientifico	Metodo analitico	Campione / contenitore	CATEGORIA
7869	K218	r HEV B 5		S trasparente	RIICOMBINANTI
7871	K220	r HEV B 6.02		S trasparente	RIICOMBINANTI
7877	K 221	r HEV B 8		S trasparente	RIICOMBINANTI
7872	K224	r HEV B 11		S trasparente	RIICOMBINANTI
7659	F441	r Jug r1 Walnut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7660	F 442	r Jug r3 LTP Walnut		S trasparente	RIICOMBINANTI
7873	W221	r PAR J 2 (Parietaria judaica)		S trasparente	RIICOMBINANTI
786	F 351	r PEN A 1 (Tropomiosina)		S trasparente	RIICOMBINANTI
7861	G205	r PHL P 1 (Phleum pratense)		S trasparente	RIICOMBINANTI
7862	G206	r PHL P 2 (Phleum pratense)		S trasparente	RIICOMBINANTI
7863	G215	r PHL P 5 B (Phleum pratense)		S trasparente	RIICOMBINANTI
	G210	r PHL P 7		S trasparente	RIICOMBINANTI
	G212	rPHLP p12		S trasparente	RIICOMBINANTI
7661	F433	r Tri a 14 LTP Wheat		S trasparente	RIICOMBINANTI
7662	F416	r Tri a Omega 5 Gliadin		S trasparente	RIICOMBINANTI
7875	M214	ro 214 MUX F3CCD		S trasparente	RIICOMBINANTI
7342	F9	RISO INTEGRALE (Oryza sativa)		S trasparente	ALIMENTI
	T12	SALIX CAPREA		S trasparente	ALBERO
7390	F41	SALMONE (Salmo salar)		S trasparente	ALIMENTI
	F61	SARDINA		S trasparente	ALIMENTI
775	I 6	SCARAFAGGIO (Blatella germanica)		S trasparente	INSETTO
	SCINF	SCREEN PEDIATRICO		S trasparente	
7450	F 85	SEDANO (Apium graveolens)		S trasparente	ALIMENTI
7084	G 12	SEGALE (Secale cereale)		S trasparente	GRAMINACEE
	F5	SEGALE (farina)		S trasparente	GRAMINACEE
7410	F219	SEMI di FINOCCHIO (Foeniculum vulgare)		S trasparente	ALIMENTI
7346	F 14	SEMI di SOIA (Glicine max)		S trasparente	ALIMENTI
	F226	SEMI di ZUCCA		S trasparente	ALIMENTI

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 56 di 57

Codice		Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
CODICE LAB	SIGLA	Nome comune (in ordine alfabetico) – Nome scientifico	Metodo analitico	Campione / contenitore	CATEGORIA
	F337	SOGLIOLA		S trasparente	ALIMENTI
	F214	SPINACI		S trasparente	ALIMENTI
749	F40	TONNO (Thunnus albacares)		S trasparente	ALIMENTI
7300	F75	TUORLO d 'UOVO		S trasparente	ALIMENTI
749	D72	TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE		S trasparente	ACARI
	F207	VONGOLA		S trasparente	ALIMENTI
777	I71	ZANZARA COMUNE (Aedes communis)		S trasparente	INSETTI
	F225	ZUCCA		S trasparente	ALIMENTI

REGIONE DEL VENETO  ULSS3 SERENISSIMA	SGQ EN-Iso 9001: 2008 SERVIZIO di MEDICINA di LABORATORIO - Dolo-Mirano	ML_MQ_723_ALL02
	ALLEGATO : ELENCO PRESTAZIONI	Rev. 11 del 12/04/23
		Pag. 57 di 57

Codice	Descrizione / specifiche / sinonimi	Metodo analitico	Campione / contenitore	Note
--------	-------------------------------------	------------------	------------------------	------

CODICE LAB	SIGLA	Nome comune (in ordine alfabetico) – Nome scientifico	Metodo analitico	Campione / contenitore	CATEGORIA
------------	-------	---	------------------	------------------------	-----------