

<p>CONTENITORI</p>	<ol style="list-style-type: none"> Utilizzare esclusivamente un contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite dotato di un sistema (camicia) di aspirazione e provetta vacutainer: Provetta vacutainer (con acido bórico) con tappo color verde <p>Da ritirare presso il Centro Prelievi o acquistabile in Farmacia (colori diversi)</p>
<p>MODALITA' DI RACCOLTA</p>        	<ol style="list-style-type: none"> Raccogliere le urine di primo mattino o 3 ore dopo l'ultima minzione Lavare accuratamente le mani e i genitali esterni con acqua e sapone. Sciacquare con acqua ed asciugare con un panno pulito. Aprire il contenitore appoggiando il coperchio capovolto (sonda rivolta verso l'alto) su un piano pulito. Non toccare la sonda di campionamento e l'interno del contenitore aperto. Non toccare l'etichetta sul coperchio. Eliminare il primo getto di urine direttamente nel wc e raccogliere il getto intermedio nel contenitore, riempiendolo per circa tre quarti. Chiudere il contenitore avvitando a fondo la chiusura in modo che la cannula risulti immersa nelle urine. Controllare con attenzione che sia ben chiuso. Sollevare, senza rimuovere completamente, l'etichetta di protezione posta sul coperchio del contenitore e scoprire il foro di ingresso per le provette. Attenzione all'ago interno, pericolo di puntura. Prelevare la provetta per urocoltura con batteriostatico (acido bórico) Inserire la provetta capovolta nel foro ed esercitare una moderata pressione sufficiente a perforare la gomma del tappo e mantenerla per qualche secondo per permetterne il completo riempimento automatico. Omogeneizzare il campione invertendo (8-10 volte) la provetta vacutainer per consentire la dissoluzione dell'additivo. Prima di eliminare il contenitore nei rifiuti casalinghi non riciclabili, fare aderire l'etichetta di protezione posta sul coperchio nella posizione originaria. Identificare correttamente la provetta. Consegnare solo la provetta.
<p>CONSERVAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conservare in frigorifero fino ad un massimo di 24 ore
<p>CONSEGNA CENTRI PRELIEVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Come da orario esposto nei Centri Prelievo delle sedi distrettuali o nei Centri Prelievo ospedalieri
<p>INFORMAZIONI</p>	<p><u>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Venezia</u> Orario: 08:00 – 13:00 da Lunedì a Sabato Telefono: 041/5294123</p> <p><u>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Mestre</u> Orario: 08:00 – 14:30 da Lunedì a Venerdì Telefono: 041/9657547</p> <p><i>Distretti: come da orario esposto in loco</i></p>